

Proposta commerciale

Compilato:	15.02.2018
Valido:	12 mesi
Autore:	Roman Tsibulsky

Analizzatore per determinare il grado di viscosità della gelatina

DESCRIZIONE

Analizzatore per determinare il grado di viscosità della gelatina. Il dispositivo controlla tutte le operazioni dell'analizzatore di gelatina. Funziona in modalità colore, i risultati vengono visualizzati sul pannello. Alta precisione della temperatura Forniamo istruzioni dettagliate per l'impostazione di questo modello dell'analizzatore di viscosità.

Prima dell'invio, gli analizzatori sono testati in produzione. Completezza e capacità di lavoro sono garantite. Manteniamo una scorta di parti e materiali di consumo nel magazzino. Il prezzo è indicato prendendo in considerazione i pagamenti doganali in Russia e la consegna nella città del cliente.

PRODUTTORE - CINA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

SPECIFICHE

Analizzatore per determinare il grado di viscosità della gelatina ND-02

Campo di prova: (0-9,99) MPa / secondi

Precisione del test: $\pm 0,2$ MPa / s

Controllo della temperatura: 60,0 °C

Errore di controllo della temperatura: $\pm 0,1$ °C

Precisione del tempo: $\pm 0,5$ min

Volume: 100 ml

Errore di volume: $\pm 0,5$ ml

Percorso: (152 \pm 2) mm

Precisione del tempo: (0 ~ 999.9) sec

Potenza: 220 V, 50 Hz, 600 W

Dimensioni: 400 mm x 300 mm x 450 mm

Dimensioni con imballaggio: 500 mm x 375 mm x 610 mm

Peso con imballaggio: 17 kg

 www.minipress.ru

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il dispositivo controlla tutte le operazioni dell'analizzatore di gelatina. Funziona in modalità colore, i risultati vengono visualizzati sul pannello. Alta precisione della temperatura La temperatura è uniformemente distribuita in tutto il serbatoio dell'acqua. Viene utilizzato un convertitore fotoelettrico accurato. Calcolo automatico del tempo e delle viscosità. Automazione: auto-analisi, auto-diagnosi, auto-segnale.

TEMPI DI PRODUZIONE

30-40 GIORNI

PREZZO

3644,07 USD

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO

30-40 GIORNI

I.V.A.

655,93 USD

VALORE 4300.00 USD

I NOSTRI SERVIZI PER I CLIENTI:

1) FORMAZIONE DELLA TECNOLOGIA DI VERIFICA DELLA MEDICINA.

A tutti i nostri clienti che hanno acquistato attrezzature, forniamo letteratura sulle basi dell'incapsulamento delle polveri. Eseguiamo consultazioni telefoniche e per corrispondenza, aiutiamo a risolvere le difficoltà che si presentano alla fabbricazione delle nostre apparecchiature. Forniamo pezzi di ricambio e materiali di consumo. Forniamo servizi nell'aiuto sulla realizzazione dell'attrezzatura capsulare utilizzata.

2) COMPLETIAMO CAPSULE DI PRODUZIONE.

Abbiamo una vasta gamma di attrezzature aggiuntive per la produzione di capsule. Su richiesta del cliente, selezioneremo un modello di attrezzature per il riempimento di capsule, granulatori, miscelatori di polveri, attrezzature per la rimozione della polvere e lucidanti per capsule, stampanti per la stampa di loghi su capsule, dispositivi di riempimento e imballaggio per capsule di gelatina.

3) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Collaboriamo con produttori di capsulatori automatici e semiautomatici e siamo impegnati nella fornitura di pezzi di ricambio per qualsiasi modello di macchine a capsule acquistate nella nostra azienda.

Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca al ritmo della Banca Centrale RF



Roman Tsibulsky

Proprietario e supervisore
ROMAN TSIBULSKY