



## SPECIFICHE

Analizzatore del punto di fusione dei farmaci "RY-01"  
 Intervallo di fusione: (50-300) °C  
 Precisione:  $\pm 1,0$  °C  
 Utilizzando la temperatura: (15 ~ 35) °C  
 Intensità: (1,0, 2,0, 4,0, 6,0) °C / min  
 Potenza del riscaldatore: 100W  
 Potenza: 220 V, 50 Hz, 100 W  
 Dimensioni: 190 mm x 120 mm x 200 mm  
 Dimensioni con imballaggio: 485 mm x 195 mm x 275 mm  
 Peso di spedizione: 3,5 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La temperatura del punto di fusione della sostanza durante la trasformazione in uno stato liquido da solido. Il test in questo modo è il metodo principale per rilevare le impurità in una sostanza, ecc. Determinazione della temperatura utilizzando un termometro a mercurio standard. Regolare il pulsante della tensione di riscaldamento. Visualizzazione della tensione con voltmetro analogico. Osservazione della fusione del campione mediante una lente. Prova tre campioni alla volta.

**TEMPI DI PRODUZIONE**

**30-40 GIORNI**

**PREZZO**

**1440,68 USD**

**TEMPO DI CONSEGNA STIMATO**

**30-40 GIORNI**

**I.V.A.**

**259,32 USD**

**VALORE 1700.00 USD**

### I NOSTRI SERVIZI PER I CLIENTI:

#### 1) FORMAZIONE DELLA TECNOLOGIA DI VERIFICA DELLA MEDICINA.

A tutti i nostri clienti che hanno acquistato attrezzature, forniamo letteratura sulle basi dell'incapsulamento delle polveri. Eseguiamo consultazioni telefoniche e per corrispondenza, aiutiamo a risolvere le difficoltà che si presentano alla fabbricazione delle nostre apparecchiature. Forniamo pezzi di ricambio e materiali di consumo. Forniamo servizi nell'aiuto sulla realizzazione dell'attrezzatura capsulare utilizzata.

#### 2) COMPLETIAMO CAPSULE DI PRODUZIONE.

Abbiamo una vasta gamma di attrezzature aggiuntive per la produzione di capsule. Su richiesta del cliente, selezioneremo un modello di attrezzature per il riempimento di capsule, granulatori, miscelatori di polveri, attrezzature per la rimozione della polvere e lucidanti per capsule, stampanti per la stampa di loghi su capsule, dispositivi di riempimento e imballaggio per capsule di gelatina.

#### 3) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Collaboriamo con produttori di capsulatori automatici e semiautomatici e siamo impegnati nella fornitura di pezzi di ricambio per qualsiasi modello di macchine a capsule acquistate nella nostra azienda.

Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca al ritmo della Banca Centrale RF



*Roman Tsibulsky*

Proprietario e supervisore  
**ROMAN TSIBULSKY**