

Proposition commerciale

Compilé:	15.02.2018
Valide:	12 mois
Auteur:	Roman Tsibulsky


Machine pour l'alimentation et l'orientation des bouteilles FT-01

LA DESCRIPTION

Équipement automatique pour l'orientation des bouteilles en plastique, suivi de l'alimentation des lignes de la bande transporteuse pour l'emballage des capsules et des comprimés de gélatine dans des bouteilles en plastique. Alimentation automatisée depuis le bac de stockage, dans lequel les bouteilles sont chargées de manière chaotique. La capacité maximale est de 150 bouteilles par minute. Poids avec convoyeur 250 kg. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité.

Nous fournissons des instructions détaillées pour ajuster l'équipement pour orienter les bouteilles. Avant d'envoyer la machine au client, ils sont vérifiés et testés en production. Un compresseur à air comprimé est également requis. L'intégralité et la capacité de travail sont garanties. Nous maintenons un stock de pièces et de consommables dans l'entrepôt. Le prix est indiqué avec la livraison à la ville du client.

FABRICANT - CHINE



CARACTÉRISTIQUES

Machine automatique d'alimentation de bouteilles en plastique sur le convoyeur "FT-01"

Types: bouteilles rondes, bouteilles plates, bouteilles carrées.

Spécifications du produit: bouteilles en plastique de 15 à 300 ml

Productivité: maximum 150 bouteilles par minute

Capacité de la bouteille: $\geq 99\%$

Pression d'air comprimé: $\leq 0,4 \sim 0,6$ MPa

Consommation d'air: 15 m³ par heure

Alimentation: 220V, 50Hz,

Puissance: 0,2 kW

Niveau sonore: ≤ 50 dB

Dimensions hors tout: 1065mm x 1510mm x 1230mm

Poids: 200 kg

Poids avec emballage: 250 kg

 www.minipress.ru

INFORMATION ADDITIONNELLE

La machine pour l'orientation et la livraison des bouteilles en plastique est incluse dans la ligne automatique d'emballage des comprimés et des capsules de gélatine dans des bouteilles en plastique avec des bouteilles scellées avec des membranes en aluminium, des bouchons, des étiquettes autocollantes. La table tournante fournit des bouteilles et des bouteilles en plastique vides individuellement à la bande transporteuse, ce qui déplace les flacons vers l'unité de remplissage. À partir du bac de stockage, les bouteilles sont acheminées vers une table rotative où les flacons entrent dans les cellules et se dirigent vers la sortie où elles transportent une bande transporteuse supplémentaire dans la ligne d'emballage pour les comprimés et les capsules de gélatine. L'orientation des bouteilles avec la bouche vers le haut est réalisée en soufflant de l'air comprimé à travers la buse. Si la bouteille est retournée, alors le flux d'air comprimé sous la buse éjecte la bouteille de la cellule. Dans le bac de stockage, les bouteilles et les bouteilles sont versées en vrac. À l'intérieur, il y a un disque en plastique avec des cellules, pour chaque diamètre et hauteur de la bouteille, vous commandez votre disque.

TEMPS DE PRODUCTION

30-40 JOURS

TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ

30-40 JOURS

PRIX

12711,86 USD

T.V.A.

2288,14 USD

VALEUR 15000.00 USD

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à Moscou au rythme de la banque centrale RF

NOS SERVICES POUR CLIENTS:

1) TRAVAIL DE TRAVAIL AVEC LA LIGNE DE PREPARATION DE GELATINE ET DE COMPRIMES.

Pour tous nos clients qui ont acheté une ligne automatique pour emballer des capsules et des comprimés dans des bouteilles en plastique, nous fournissons une documentation sur les bases de l'emballage et du coiffage. Nous effectuons des consultations par téléphone et par correspondance, nous aidons à résoudre les difficultés rencontrées lors de la fabrication de nos équipements. Nous fournissons des pièces de rechange et des consommables. Nous fournissons des services dans la mise en œuvre de l'équipement pour l'emballage de capsules et de comprimés dans des flacons utilisés.

2) NOUS REMPLISSONS LA PRODUCTION DE GELATINE ET DE COMPRIMES.

Nous disposons d'une large gamme d'équipements supplémentaires pour l'emballage des comprimés et des gélules. À la demande du client, nous allons sélectionner le modèle de la machine de comptage de remplissage, la machine pour fournir des couvercles et fermetures, équipement pour sceller le col des flacons avec les membranes du contrôle de la première ouverture, des machines pour les sacs d'emballage de élimination de l'humidité, étiquetage des équipements en bouteilles.

3) FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE

Nous coopérons avec des fabricants de machines à comprimés automatiques et de capsules de gélatine, des machines de table à main pour le comptage des comprimés et des gélules, nous fournissons des pièces détachées pour l'équipement d'emballage des comprimés et des gélules achetées dans notre société



A handwritten signature in blue ink that reads "Roman Tsibulsky".

Propriétaire et superviseur

ROMAN TSIBULSKY