

## Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15  
Gültig: 12 Monate  
Autor: Roman Tsibulsky


### Dicker Analysator der Wand von Gelatinekapseln HD-03

#### BESCHREIBUNG

Der Dicke Analysator verwendet, um die Dicke von Hartgelatinekapseln zu messen. Der Analysator mißt die Dicke der oberen, die Wände der Kapsel. Das Gerät gibt das genaueste Ergebnis. Hochwertige Celsius-Skala. Wir bieten detaillierte Anleitungen zum Einrichten dieses Modells des Dicken Analysators auf.


Vor dem Senden werden die Analysatoren in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter Berücksichtigung des Zoll angegebene Zahlungen in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden.

HERSTELLER - CHINA



## SPEZIFIKATIONEN

Analyser Dicke der Wände von Kapseln "HD-03"  
Testbereich: (0-5) mm  
Accuracy des Tests:  $\pm 0,01$  mm  
Type der Kapsel: 00,0,1,2,3,4,5  
Size mit Verpackung: 260mm x 140mm x 140mm  
Shipping Gewicht: 0,7 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Der Analysator misst die Wandstärke der Hartgelatine kapsel. Das Handgerät gibt das genaueste Messergebnis. Hochwertige Celsius-Skala. Geeignet für Hartgelatine kapseln der Größen 000,00,0,1,2,3,4.

**Produktionszeit** 30-40 Tage  
**Voraussichtliche Lieferzeit** 30-40 Tage

**PREIS** 932,20 USD  
**MwSt** 167,80 USD

**WERT 1100.00 USD**

### UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

#### 1) TRAINING OF MEDICINE VERIFICATION TECHNOLOGY.

Um alle unsere Kunden, die Ausrüstung gekauft, bieten wir Literatur zu den Grundlagen der Verkapselung von Pulvern. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung des Kapselgerätes verwendet.

#### 2) Wir PRODUCTION KAPSELN vervollständigen.

Wir haben eine breite Palette von Zusatzgeräten für die Kapselherstellung. Auf Wunsch des Kunden werden wir ein Modell der Kapsel füllende Ausrüstung wählen, Granulatoren, Pulvermischer, Entstaubungsanlagen und Kapselpolierer, Drucker für Logos auf Kapseln drucken, Abfüll- und Verpackungstechnik für Gelatine kapseln.

#### 3) Ersatzteilversorgung

Wir arbeiten mit den Herstellern von automatischen und halbautomatischen capsulators und wir sind in der Lieferung von Ersatzteilen für jedes Modell von Kapselmaschinen in unserem Unternehmen gekauft beschäftigt.

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank



*Roman Tsibulsky*

Inhaber und Betreuer  
**ROMAN TSIBULSKY**