

## Proposition commerciale

Compilé:	15.02.2018
Valide:	12 mois
Auteur:	Roman Tsubulsky


### Analyseur de dissolution pour comprimés et capsules RC-06D

#### LA DESCRIPTION

L'analyseur de dissolution est utilisé pour mesurer le taux et le degré de dissolution des comprimés, des capsules, etc. dans des conditions de laboratoire. Il a six réservoirs et six pales disposés dans une rangée. Les pièces principales de cet équipement tournent en douceur et en souplesse. Tous les réservoirs et lames sont en acier inoxydable (SUS316L). Le débit d'eau circule par une pompe magnétique, le répartit uniformément dans tout le système et le "bain d'eau" maintient la même température.

Ce dispositif de dissolution de comprimés est équipé d'un contrôle automatique de la température, de changements de vitesse et de temps. Nous fournissons des instructions détaillées pour ajuster l'analyseur de dissolution. Avant expédition, les analyseurs de dissolution sont testés et testés en production. L'intégralité et la capacité de travail sont garanties. Nous maintenons un stock de pièces et de consommables dans l'entrepôt. Le prix est indiqué en tenant compte des paiements douaniers en Russie et de la livraison à la ville du client.

#### FABRICANT - CHINE



## CARACTÉRISTIQUES

Analyseur de dissolution pour comprimés et gélules "RC-06D"  
 Gamme de vitesse: (20-200) tr / min  
 Précision de la vitesse de rotation:  $\pm 2$  tr / min  
 Température du liquide de thermostatisation: environ + 45 °C  
 Stabilité de la température:  $\pm 0.3$  °C  
 Heure à laquelle la minuterie est réglée: 9 positions (1-999) min  
 Précision du temps:  $\pm 0.5$ min  
 Temps d'arrêt de la lame:  $\pm 0.5$ min  
 Temps d'arrêter le réservoir:  $\pm 1,0$  min  
 Puissance: 220V / 50Hz / 1200W ou 110V / 60Hz / 1200W  
 Dimensions: 960mm x 400mm x 480mm  
 Taille avec emballage: 1229mm x 540mm x 570mm  
 Poids: 70 kg  
 Poids avec emballage: 80,5 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## INFORMATION ADDITIONNELLE

Ce dispositif de dissolution de comprimés est équipé d'un contrôle automatique de la température, de changements de vitesse et de temps. Ces paramètres sont définis par la minuterie. Ils peuvent être contrôlés à l'aide des boutons. Les résultats sont affichés dans le panneau. Les valeurs définies sur la minuterie et les indicateurs pendant le fonctionnement de l'appareil peuvent être affichées en alternance. Automatique: auto-test, auto-diagnostic, auto-signal. L'équipement peut tester lui-même et le signal automatiquement. Les paramètres de dissolution des substances sont stockés dans la mémoire de l'équipement et peuvent être affichés à tout moment. Le temps peut être réglé sur la minuterie pour de nombreuses positions. Le dispositif d'alarme envoie automatiquement un signal à n'importe quelle position de la minuterie, puis le testeur se déplace automatiquement à la position suivante.

**TEMPS DE PRODUCTION**

**30-40 JOURS**

**PRIX**

**5677,97 USD**

**TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ**

**30-40 JOURS**

**T.V.A.**

**1022,03 USD**

**NOS SERVICES POUR CLIENTS:**

**1) FORMATION DE LA TECHNOLOGIE DE VÉRIFICATION DE LA MÉDECINE.**

À tous nos clients qui ont acheté des équipements, nous fournissons de la documentation sur les bases de l'encapsulation des poudres. Nous effectuons des consultations par téléphone et par correspondance, nous aidons à résoudre les difficultés rencontrées lors de la fabrication de nos équipements. Nous fournissons des pièces de rechange et des consommables. Nous rendons des services dans l'aide à la réalisation de l'équipement capsulaire utilisé.

**2) NOUS REMPLISSONS LES CAPSULES DE PRODUCTION.**

Nous disposons d'une large gamme d'équipements supplémentaires pour la production de capsules. À la demande du client, nous choisissons un modèle d'équipement de remplissage de capsules, de granulateurs, de mélangeurs de poudre, d'équipement de dépoussiérage et de polissoirs à capsule, d'imprimantes pour imprimer des logos sur des capsules, du matériel de remplissage et d'emballage pour capsules de gélatine.

**3) FOURNITURE DE PIÈCES DE RECHANGE**

Nous coopérons avec les fabricants de capsulateurs automatiques et semi-automatiques et nous nous engageons dans la fourniture de pièces de rechange pour tout modèle de machines à capsules achetées dans notre entreprise.

**VALEUR 6700.00 USD**

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à Moscou au rythme de la banque centrale RF



*Roman Tsibulsky*

Propriétaire et superviseur

**ROMAN TSIBULSKY**