



## SPEZIFIKATIONEN

Die Maschine für die Abgabe und das Verpackungspulver „SP-12“

Meßart: Schraube mit vibration

Bunker mit Pulvervolumenzuführung: 20 liters

Material in Kontakt mit Pulver: SS 316L rostfreien steel

Control System: LCD monitor

Measuring Bereich: von 100 mg bis 5 grams

The Genauigkeit der Dosierung: 100 mg,  $\pm 2\%$ , 100 bis 500 mg,  $\pm 1\%$  Produktivität: 20-40 Flaschen pro

minutePower: 220 V, 50 Hz, 0.9kW

Dimensions mit Packing: 580mm x 550mm x 1350mm

Weight: 90 kg

Gewicht mit Packing: 140 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Ein Hochpräzisionsmaschine für Pulver in kleinen Dosen in verschiedene Flaschen mit einem schmalen Hals zu packen. Bei der Reihenfolge ist es notwendig, Höhe einer Phiole und Innendurchmesser einer Öffnung einer Flasche zu spezifizieren. Es ist aus Edelstahl gefertigt. Das Gerät wird kalibriert, zusammen mit Hochpräzisionswaage, zum Programmieren der Schneckendrehzahl. Die Fließfähigkeit des Pulvers wird durch die Verwendung von Schwingungsaktivität in dem Trichter gegeben. Der Einfachheit halber gibt es einen Fuß Antrieb der bedienenden Teile zu aktivieren. Der Bediener legt manuell leere Fläschchen unter dem Dosiertülle. Das Gerät ist in Größe und ein geringes Gewicht kompakt. Das Gerät ist in Größe und ein geringes Gewicht kompakt.

**Produktionszeit** 30-40 Tage

**Voraussichtliche Lieferzeit** 30-40 Tage

PREIS 9322,03 USD

MwSt 1677,97 USD

**WERT 11.000,00 USD**

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

### UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) die Ausbildung der Technologie der Pulverdosierung. Wir können Sie auf unserer Ausrüstung trainieren, vor dem Kauf sehen. Prüfung von Materialien. Wir bieten Beratungen über die Organisation der dosierten aus Verpackung von Pulvern in Flaschen, mit einer vollständigen Palette von zusätzlichen Geräten und consumables.

2) wir komplette PHARMACEUTICAL und Konditor PRODUCTION. In Russland wir große und Desktop-Spender von Pulvern haben, die wir bieten unseren Kunden. Sie können uns immer mit Ihren Ideen und requests.

3) Lieferung der Ausrüstung zur dosierten VERPACKUNG VON PULVER IN VARNISHES. The Produkte vollständig mit den neuen GMP-Anforderungen entsprechen. Die Freigabe von Spendern durch strenge Qualitätskontrolle, Überprüfung aller Unterlagen begleitet, gut organisierten After-Sales-Service von equipment.

4) ERSATZTEILE SUPPLY The Hersteller auch andere Modelle von Packern bieten können und Pulverspender, basierend auf dem Kunden Ziele. Wir werden zum Abgeben von Pulver in der Wartung und Reparatur von Geräten unterstützen. Service-Center in Russland für die GUS-Staaten.



*Roman Tsibulsky*

Inhaber und Betreuer

**ROMAN TSIBULSKY**