

SPEZIFIKATIONEN

Maschine zum Dosieren und Packungspulver "FP-70"
 Meßmethode: Schraubenzuführgeräten mit vibration
 Bunker mit Pulvervolumen: 20 liters
 Material in Kontakt mit Pulver: SS304L rostfreien steel
 Control System: LCD monitor
 Measurement Bereich: von 100 Gramm bis 1000 grams
 Dosing Genauigkeit: $\pm 2\%$ Productivity : 20-40 Flaschen pro minute
 Power: 220 V, 50 Hz, 0,9 kW
 Dimensions mit Packing: 920mm x 640mm x 1960mm
 Weight: 300 kg
 Gewicht mit Packing: 380 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Hochpräzise Vibrationsmaschine für Pulver in kleinen Dosen in verschiedene Flaschen mit einem schmalen Hals zu packen. Bei großen Dosierungen wird ein Schraub-Pulverspender erforderlich, um die Füllmaschine zu teilen, für die automatische Fütterung. Bei der Reihenfolge ist es notwendig, Höhe einer Phiole und Innendurchmesser einer Öffnung einer Flasche zu spezifizieren. Es ist aus Edelstahl gefertigt. Das Gerät wird kalibriert, zusammen mit Hochpräzisionswaage, zum Programmieren der Schneckendrehzahl. Die Fließfähigkeit des Pulvers wird durch die Verwendung von Schwingungsaktivität in dem Trichter gegeben. Der Einfachheit halber gibt es einen Fuß Antrieb der bedienenden Teile zu aktivieren. Der Bediener legt manuell leere Fläschchen unter dem Dosiertülle. Das Gerät ist in Größe und ein geringes Gewicht kompakt.

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 11016,95 USD

MwSt 1983,05 USD

WERT 13.000,00 USD

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

- 1) die Ausbildung der Technologie der Pulverdosierung. Wir können Sie auf unserer Ausrüstung trainieren, vor dem Kauf sehen. Prüfung von Materialien. Wir bieten Beratungen über die Organisation der dosierten aus Verpackung von Pulvern in Flaschen, mit einer vollständigen Palette von zusätzlichen Geräten und consumables.
- 2) wir komplette PHARMACEUTICAL und Konditor PRODUCTION. In Russland wir große und Desktop-Spender von Pulvern haben, die wir bieten unseren Kunden. Sie können uns immer mit Ihren Ideen und requests.
- 3) Lieferung der Ausrüstung zur dosierten VERPACKUNG VON PULVER IN VARNISHES. The Produkte vollständig mit den neuen GMP-Anforderungen entsprechen. Die Freigabe von Spendern durch strenge Qualitätskontrolle, Überprüfung aller Unterlagen begleitet, gut organisierten After-Sales-Service von equipment.
- 4) ERSATZTEILE SUPPLY The Hersteller auch andere Modelle von Packern bieten können und Pulverspender, basierend auf dem Kunden Ziele. Wir werden zum Abgeben von Pulver in der Wartung und Reparatur von Geräten unterstützen. Service-Center in Russland für die GUS-Staaten.

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY