

Proposition commerciale

Compilé:	15.02.2018
Valide:	12 mois
Auteur:	Roman Tsibulsky

Analyseur de dureté des comprimés YD-01

LA DESCRIPTION

Testeur de dureté de comprimé pour le test de dureté des comprimés. La tablette est pressée et compressée artificiellement. Ce processus est surveillé par un capteur de haute précision, les indicateurs de dureté sont affichés sur le panneau avant. Nous fournissons des instructions détaillées pour la mise en place de ce modèle de l'analyseur de dureté.

Avant leur envoi, les analyseurs sont testés en production. La complétude et la capacité de travail sont garanties. Nous maintenons un stock de pièces et de consommables dans l'entrepôt. Le prix est indiqué en tenant compte des paiements douaniers en Russie et de la livraison à la ville du client.

FABRICANT - CHINE



CARACTÉRISTIQUES

Analyseur de dureté de comprimé "YD-01"
 Plage de test: (2-199.9) N
 Précision du test: max. $\pm 0,05$ N
 Distance d'écoulement de l'échantillon: 20 mm
 Puissance: 220V / 50Hz / 10W ou 110V / 60Hz / 10W
 Dimensions: 320mm x 200mm x 100mm
 Taille avec emballage: 400mm x 265mm x 185mm
 Poids d'expédition: 7 kg

 www.minipress.ru

INFORMATION ADDITIONNELLE

La tablette est pressée et compressée artificiellement. Ce processus est surveillé par un capteur de haute précision, les indicateurs de dureté sont affichés sur le panneau avant. Tester la dureté des comprimés est continu. Les paramètres de l'analyseur sont affichés et stockés automatiquement, ce qui vous permet de réinstaller l'analyseur pour continuer à travailler. Automatisation: auto-analyse, auto-diagnostic, auto-signal.

TEMPS DE PRODUCTION

30-40 JOURS

TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ

30-40 JOURS

PRIX

1864,41 USD

VAT

335,59 USD

VALEUR 2200.00 USD

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à Moscou au rythme de la banque centrale RF

NOS SERVICES POUR CLIENTS:

1) FORMATION DE LA TECHNOLOGIE DE VÉRIFICATION DE LA MÉDECINE.

À tous nos clients qui ont acheté des équipements, nous fournissons de la documentation sur les bases de l'encapsulation des poudres. Nous effectuons des consultations par téléphone et par correspondance, nous aidons à résoudre les difficultés rencontrées lors de la fabrication de nos équipements. Nous fournissons des pièces de rechange et des consommables. Nous rendons des services dans l'aide à la réalisation de l'équipement capsulaire utilisé.

2) NOUS REMPLISSONS LES CAPSULES DE PRODUCTION.

Nous disposons d'une large gamme d'équipements supplémentaires pour la production de capsules. À la demande du client, nous choisirons un modèle d'équipement de remplissage de capsules, de granulateurs, de mélangeurs de poudre, d'équipement de dépoussiérage et de polissoirs à capsule, d'imprimantes pour imprimer des logos sur des capsules, du matériel de remplissage et d'emballage pour capsules de gélatine.

3) FOURNITURE DE PIÈCES DE RECHANGE

Nous coopérons avec les fabricants de capsulateurs automatiques et semi-automatiques et nous nous engageons dans la fourniture de pièces de rechange pour tout modèle de machines à capsules achetées dans notre entreprise.



Roman Tsibulsky
 Propriétaire et superviseur
ROMAN TSIBULSKY