

Proposition commerciale

Compilé:	15.02.2018
Valide:	12 mois
Auteur:	Roman Tsibulsky


Analyseur d'épaisseur de comprimés ou de capsules HD-02

LA DESCRIPTION

L'analyseur d'épaisseur est utilisé pour mesurer l'épaisseur des comprimés et des capsules de gélatine dure. L'analyseur mesure l'épaisseur du dessus, des parois de la capsule et du comprimé. L'appareil donne le résultat le plus précis. Échelle centigrade de haute qualité. Nous fournissons des instructions détaillées pour la mise en place de ce modèle d'analyseur d'épaisseur.

Avant l'envoi, les analyseurs sont testés en production. L'intégralité et la capacité de travail sont garanties. Nous maintenons un stock de pièces et de consommables dans l'entrepôt. Le prix est indiqué en tenant compte des paiements douaniers en Russie et de la livraison à la ville du client.

FABRICANT - CHINE



MINIPRESS.RU

MINIPRESS.RU

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur de l'analyseur de comprimés ou de capsules HD-02
 Plage de test: (0-30) mm
 Précision du test: $\pm 0,01$ mm
 Type de capsule: 00,0,1,2,3,4,5
 Gamme d'épaisseur de table: 0 ~ 30 mm
 Taille avec emballage: 260mm x 140mm x 140mm
 Poids d'expédition: 1,5 kg

 www.minipress.ru

INFORMATION ADDITIONNELLE

L'analyseur mesure l'épaisseur de la paroi de la capsule de gélatine dure et l'épaisseur des comprimés. L'appareil portable donne le résultat de mesure le plus précis. Échelle centigrade de haute qualité. Convient aux capsules en gélatine dure de tailles 000,00,0,1,2,3,4,5 et aux comprimés d'un diamètre maximal de 20 mm.

TEMPS DE PRODUCTION 30-40 JOURS
TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ 30-40 JOURS

PRIX 1271,19 USD
VAT 228,81 USD

VALEUR 1500.00 USD

NOS SERVICES POUR CLIENTS:

1) FORMATION DE LA TECHNOLOGIE DE VÉRIFICATION DE LA MÉDECINE.

À tous nos clients qui ont acheté des équipements, nous fournissons de la documentation sur les bases de l'encapsulation des poudres. Nous effectuons des consultations par téléphone et par correspondance, nous aidons à résoudre les difficultés rencontrées lors de la fabrication de nos équipements. Nous fournissons des pièces de rechange et des consommables. Nous rendons des services dans l'aide à la réalisation de l'équipement capsulaire utilisé.

2) NOUS REMPLISSONS LES CAPSULES DE PRODUCTION.

Nous disposons d'une large gamme d'équipements supplémentaires pour la production de capsules. À la demande du client, nous choisirons un modèle d'équipement de remplissage de capsules, de granulateurs, de mélangeurs de poudre, d'équipement de dépoussiérage et de polissoirs à capsule, d'imprimantes pour imprimer des logos sur des capsules, du matériel de remplissage et d'emballage pour capsules de gélatine.

3) FOURNITURE DE PIÈCES DE RECHANGE

Nous coopérons avec les fabricants de capsulateurs automatiques et semi-automatiques et nous nous engageons dans la fourniture de pièces de rechange pour tout modèle de machines à capsules achetées dans notre entreprise.



Roman Tsibulsky

Propriétaire et superviseur
ROMAN TSIBULSKY

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à Moscou au rythme de la banque centrale RF