

## Proposition commerciale

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Compilé: | 15.02.2018      |
| Valide:  | 12 mois         |
| Auteur:  | Roman Tsibulsky |

### Analyseur de transparence de la gélatine TM-02

#### LA DESCRIPTION

L'analyseur de transparence est conçu pour mesurer la transparence de la gélatine. Élimination complète de l'effet sur les résultats environnementaux. L'échantillon peut être facilement et commodément placé ou retiré pendant la mesure avec un tube standard. Source lumineuse hautement stable. Nous fournissons des instructions détaillées pour la configuration de ce modèle de l'analyseur de transparence.

Avant l'envoi, les analyseurs sont testés en production. L'intégralité et la capacité de travail sont garanties. Nous maintenons un stock de pièces et de consommables dans l'entrepôt. Le prix est indiqué en tenant compte des paiements douaniers en Russie et de la livraison à la ville du client.

FABRICANT - CHINE



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

## CARACTÉRISTIQUES

Analyseur de transparence à la gélatine "TM-02"

Plage de test: (20-500) mm

Précision du test:  $\pm 5$  mm

Puissance: 220V, 50Hz, 80W

Dimensions: 600mm x 200mm x 630mm

Taille avec emballage: 430mm x 260mm x 720mm

Poids d'expédition: 15 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## INFORMATION ADDITIONNELLE

L'analyseur de transparence est conçu pour mesurer la transparence de la gélatine. Élimination complète de l'effet sur les résultats environnementaux. L'échantillon peut être facilement et commodément placé ou retiré pendant la mesure avec un tube standard. Source lumineuse hautement stable.

**TEMPS DE PRODUCTION**

**30-40 JOURS**

**TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ**

**30-40 JOURS**

**PRIX**

**1440,68 USD**

**T.V.A**

**259,32 USD**

**VALEUR 1700.00 USD**

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à Moscou au rythme de la banque centrale RF

### NOS SERVICES POUR CLIENTS:

#### 1) FORMATION DE LA TECHNOLOGIE DE VÉRIFICATION DE LA MÉDECINE.

À tous nos clients qui ont acheté des équipements, nous fournissons de la documentation sur les bases de l'encapsulation des poudres. Nous effectuons des consultations par téléphone et par correspondance, nous aidons à résoudre les difficultés rencontrées lors de la fabrication de nos équipements. Nous fournissons des pièces de rechange et des consommables. Nous rendons des services dans l'aide à la réalisation de l'équipement capsulaire utilisé.

#### 2) NOUS REMPLISSONS LES CAPSULES DE PRODUCTION.

Nous disposons d'une large gamme d'équipements supplémentaires pour la production de capsules. À la demande du client, nous choisisons un modèle d'équipement de remplissage de capsules, de granulateurs, de mélangeurs de poudre, d'équipement de dépoussiérage et de polissoirs à capsule, d'imprimantes pour imprimer des logos sur des capsules, du matériel de remplissage et d'emballage pour capsules de gélatine.

#### 3) FOURNITURE DE PIÈCES DE RECHANGE

Nous coopérons avec les fabricants de capsulateurs automatiques et semi-automatiques et nous nous engageons dans la fourniture de pièces de rechange pour tout modèle de machines à capsules achetées dans notre entreprise.



*Roman Tsibulsky*

Propriétaire et superviseur  
**ROMAN TSIBULSKY**