

## Proposta commerciale

Compilato:	15.02.2018
Valido:	12 mesi
Autore:	Roman Tsibulsky

### Analizzatore di gelatina per la trasparenza TM-

#### DESCRIZIONE

L'analizzatore di trasparenza è progettato per misurare la trasparenza della gelatina. Completa eliminazione dell'effetto sui risultati ambientali. Il campione può essere facilmente e comodamente posizionato o rimosso durante la misurazione con un tubo standard. Fonte di luce altamente stabile. Forniamo istruzioni dettagliate per la configurazione di questo modello dell'analizzatore di trasparenza.

Prima dell'invio, gli analizzatori sono testati in produzione. Completezza e capacità di lavoro sono garantite. Manteniamo una scorta di parti e materiali di consumo nel magazzino. Il prezzo è indicato prendendo in considerazione i pagamenti doganali in Russia e la consegna nella città del cliente.

#### PRODUTTORE - CINA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

## SPECIFICHE

Analizzatore di gelatina trasparente "TM-02"  
 Campo di prova: (20-500) mm  
 Precisione del test:  $\pm 5$  mm  
 Potenza: 220 V, 50 Hz, 80 W  
 Dimensioni: 600 mm x 200 mm x 630 mm  
 Dimensioni con imballo: 430mm x 260mm x 720mm  
 Peso di spedizione: 15 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

L'analizzatore di trasparenza è progettato per misurare la trasparenza della gelatina. Completa eliminazione dell'effetto sui risultati ambientali. Il campione può essere facilmente e comodamente posizionato o rimosso durante la misurazione con un tubo standard. Fonte di luce altamente stabile.

**TEMPI DI PRODUZIONE**

**30-40 GIORNI**

**PREZZO**

**1440,68 USD**

**TEMPO DI CONSEGNA STIMATO**

**30-40 GIORNI**

**I.V.A.**

**259,32 USD**

**VALORE 1700.00 USD**

Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca al ritmo della Banca Centrale RF

### I NOSTRI SERVIZI PER I CLIENTI:

#### 1) FORMAZIONE DELLA TECNOLOGIA DI VERIFICA DELLA MEDICINA.

A tutti i nostri clienti che hanno acquistato attrezzature, forniamo letteratura sulle basi dell'incapsulamento delle polveri. Eseguiamo consultazioni telefoniche e per corrispondenza, aiutiamo a risolvere le difficoltà che si presentano alla fabbricazione delle nostre apparecchiature. Forniamo pezzi di ricambio e materiali di consumo. Forniamo servizi nell'aiuto sulla realizzazione dell'attrezzatura capsulare utilizzata.

#### 2) COMPLETIAMO CAPSULE DI PRODUZIONE.

Abbiamo una vasta gamma di attrezzature aggiuntive per la produzione di capsule. Su richiesta del cliente, selezioneremo un modello di attrezzature per il riempimento di capsule, granulatori, miscelatori di polveri, attrezzature per la rimozione della polvere e lucidanti per capsule, stampanti per la stampa di loghi su capsule, dispositivi di riempimento e imballaggio per capsule di gelatina.

#### 3) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Collaboriamo con produttori di capsulatori automatici e semiautomatici e siamo impegnati nella fornitura di pezzi di ricambio per qualsiasi modello di macchine a capsule acquistate nella nostra azienda.



*Roman Tsibulsky*

Proprietario e supervisore  
**ROMAN TSIBULSKY**