

MINIPRESS.RU

Lieferant für pharmazeutische Anlagen in Russland
Gegründet im Jahr 1999

RUSSIA, 115035, Moskau, 17 PIATNITSKAYA St.

+7 (495) 364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsibulsky

Gelatin Transparency Analyzer TM-01

BESCHREIBUNG

Ein Analysator Transparenz ist erforderlich, um die Transparenz von Gelatine zu messen. Vollständige Beseitigung der Auswirkungen auf Umwelt-Ergebnisse und experimentelle optische Täuschung. Das Standardrohr und die gleiche Probenkapazität. Wir bieten detaillierte Anleitungen zum Einrichten dieses Modell der Transparenz Analysator auf.

Vor dem Senden werden die Analysatoren getestet und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter Berücksichtigung des Zoll angegebene Zahlungen in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden.

HERSTELLER - CHINA




MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

SPEZIFIKATIONEN

Gelatin Transparenz Analyzer "TM-01"
 Testbereich: (20-500) mm
 Accuracy des Tests: ± 5 mm
 Volume: 400 ml
 Power: 220 V, 50 Hz, 80W
 Dimensions: 360mm x 240mm x 120mm
 Size mit Packing: 430mm x 320mm x 360mm
 Shipping Gewicht: 8 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Ein Analysator Transparenz ist erforderlich, um die Transparenz von Gelatine zu messen. Vollständige Beseitigung der Auswirkungen auf Umwelt-Ergebnisse und experimentelle optische Täuschung. Das Standardrohr und die gleiche Probenkapazität. Hochstabile Lichtquelle. Hochempfindlicher photoelektrischer Empfänger für absolut genaue Prüfung. Auto-Test, Auto-Diagnose, Auto-Signal.

Produktionszeit 30-40 Tage
Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 2203,39 USD
MwSt 396,61 USD

WERT 2600.00 USD

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) TRAINING OF MEDICINE VERIFICATION TECHNOLOGY.

Um alle unsere Kunden, die Ausrüstung gekauft, bieten wir Literatur zu den Grundlagen der Verkapselung von Pulvern. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung des Kapselgerätes verwendet.

2) Wir PRODUCTION KAPSELN vervollständigen.

Wir haben eine breite Palette von Zusatzgeräten für die Kapselherstellung. Auf Wunsch des Kunden werden wir ein Modell der Kapsel füllende Ausrüstung wählen, Granulatoren, Pulvermischer, Entstaubungsanlagen und Kapselpolierer, Drucker für Logos auf Kapseln drucken, Abfüll- und Verpackungstechnik für Gelatinekapseln.

3) Ersatzteilversorgung

Wir arbeiten mit den Herstellern von automatischen und halbautomatischen capsulators und wir sind in der Lieferung von Ersatzteilen für jedes Modell von Kapselmaschinen in unserem Unternehmen gekauft beschäftigt.

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer
ROMAN TSIBULSKY