

MINIPRESS.RU

Lieferant für pharmazeutische Anlagen in Russland
Gegründet im Jahr 1999

RUSSIA, 115035, Moskau, 17 PIATNITSKAYA ST.

+7 (495) 364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsubulsky


Induktions-Schweißmaschine FG-08

BESCHREIBUNG

Automatische Induktionsschweißmaschine für die Aluminiummembran Steuerung der ersten Öffnung der Kappen auf Kunststoff-Flaschen, für die Installation in der Linie der Verpackung von Gelatinekapseln und Tabletten, die in Kunststoffflaschen. Membranes in den Deckeln vorge platziert, mit denen die Flaschen mit Tabletten oder Kapseln sind verstopft sind entlang des Förderbandes bewegen. Die Kapazität beträgt maximal 150 Flaschen pro Minute. Das Gewicht des Gerätes beträgt 150 kg.

Es ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt nach GMP-Standards. Wir bieten detaillierte Anweisungen für die Verwendung von Geräten für Induktionsschweißen zu Flaschen. Bevor die Maschine an den Kunden zu senden, werden sie geprüft und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

HERSTELLER - CHINA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

SPEZIFIKATIONEN

Automatische Maschine zum Induktionsschweißen des Membran an die Flasche „FG-08“

Produktivität: maximal 150 Flaschen pro minute

Diameter des Halses der Flaschen: 15-60 mm

Capacity der Flasche: $\geq 99\%$

Lufttemperatur: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Luftfeuchtigkeit: $\leq 90\%$ der

Kühlwassertemperatur: $\geq +5\text{ }^{\circ}\text{C}$; $\leq +30\text{ }^{\circ}\text{C}$

Kühlmedium: gereinigtes oder destilliertes


Water Größen: 15-1000 ml

Power Versorgung: 220 V, 50 Hz, Leistung: 3 kW

Overall Abmessungen: 1200mm x 800mm x 1000mm

Weight: 150 kg

Gewicht mit Packing: 220 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Nach dem Verschließen werden die Flaschen durch Induktionsschweißen des Aluminiummembran mit dem Hals der Kunststoffflasche zu der Maschine bewegen. Die Membranen werden vorge eingefügt in den Deckel mit der gewünschten Seite. Die Ausrüstung für das Capping und die Abdeckungen Verschrauben umfasst einen Vorratstrichter, einen vertikale Förder Deckel, eine Verschlussanordnung und ein Schraubenkappenbaugruppe und einen horizontalen Flaschenträger.

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 9322,03 USD

MwSt 1677,97 USD

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) TRAINING MIT DER MASCHINE ARBEITET MIT INDUKTIONS TANK VALVES.To all unseren Kunden, die eine automatische Linie erworben haben, für Kapseln und Tabletten in Kunststoff-Flaschen Verpackung stellen wir Literatur zu den Grundlagen der Verpackung und Deckelung. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen bei der Umsetzung der Ausrüstung für die Kapseln und Tabletten in Fläschchen Verpackung, die in use.

2) wir die Produktion KAPSELT vollständig und TABLETS.We hat eine große Auswahl an zusätzlicher Ausrüstung für Tabletten und Gelatinekapseln zu packen. Auf Antrag des Kunden werden wir das Modell der Zählen füllenden Maschine auszuwählen, die Maschine für Deckel und Verschlüsse liefern,

WERT 11.000,00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY