

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsibulsky


Laborkapselmaschine CAP-01

BESCHREIBUNG

Labormaschine für Pulver mit Hartgelatinekapseln der Größe 0,1,2,3 Füllung. Mechanische manuelle Kapselabfüllmaschine. Manueller Packer für feste zweikomponentigen Gelatinekapseln aus (zwei Teilen). Geeignet für den Einsatz in Labor und Produktion in kleinem Maßstab von Kapseln. In einem Arbeitsgang werden 400 Kapseln gefüllt. Produktivität 2000 Kapseln pro Stunde. Wird für alle Standardgrößen von Hartgelatinekapseln.

Maximale Mechanisierung des manuellen Prozesses. Es ist aus hochwertigen Materialien nach GMP-Standards hergestellt. Wir bieten detaillierte Anweisungen zum Einstellen der Kapselmaschine auf. Bevor Sie den Client gesendet wird, werden die Kapselmaschinen in der Produktion geprüft. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir halten einen Vorrat an Teilen und conbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter Berücksichtigung des Zoll angegebene Zahlungen in Russland

HERSTELLER - CHINA



SPEZIFIKATIONEN

Laborkapselmaschine „CAP-01“
 Produktivität: 400 Kapseln für 1 time
 Productivity: 2000-2400 Kapseln pro hour
 Made aus rostfreien steel.
 Forms speziellen plastic.
 Filling Gelatinekapseln mit einer Größe von 0,1,2,3
 In eine Reihe von Formen für alle Arten von capsules
 Overall Abmessungen: 232mm x 547mm x 353mm
 Gewicht: 10 kg
 Gewicht mit Verpackung: 14 kg

www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Desktop Labormaschine für Pulver mit Hartgelatinekapseln mit Abmessungen 0,1,2,3 füllt. Schema der Maschine, - aus der Form auf die gewünschte Größe der Kapseln einzustellen. Die unteren Hälften der Kapseln werden manuell in die Formlöcher eingeführt. Ein Pulver wird in den Trichter gegossen und durch einen Fülltrichter entlang der Oberfläche der Form ausgeführt. Das Pulver füllt die unteren Hälften der Kapseln. Dann auf den Kapseln werden die oberen Abdeckungen auf der Hand. Scrollen für eine spezielle Metallrollenzapfen schiebt die gefüllten Kapseln auf der Oberfläche der Form.

Produktionszeit 30-40 Tage
Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 1694,92 USD
MwSt 305,08 USD

WERT 2000.00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) die Ausbildung von Coaching-Technologie.

Um alle unsere Kunden, die Ausrüstung gekauft, bieten wir Literatur zu den Grundlagen der Verkapselung von Pulvern. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung des Kapselgerätes verwendet.

2) Wir PRODUCTION KAPSELN vervollständigen.

Wir haben eine breite Palette von Zusatzgeräten für die Kapselherstellung. Auf Wunsch des Kunden werden wir ein Modell der Kapsel füllende Ausrüstung wählen, Granulatoren, Pulvermischer, Entstaubungsanlagen und Kapselpolierer, Drucker für Logos auf Kapseln drucken, Abfüll- und Verpackungstechnik für Gelatinekapseln.

3) Ersatzteilversorgung

Wir arbeiten mit den Herstellern von automatischen und halbautomatischen capsulators und wir sind in der Lieferung von Ersatzteilen für jedes Modell von Kapselmaschinen in unserem Unternehmen gekauft beschäftigt.



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY