

## Proposition commerciale

Compilé:	15.02.2018
Valide:	12 mois
Auteur:	Roman Tsibulsky

### Tamis vibrant de laboratoire YS-02

#### LA DESCRIPTION

Tamis vibrant multi-niveaux de laboratoire destiné à la production. Régulation du nombre de niveaux de 2 à 4 pièces. Le diamètre de l'écran est de 200 mm. La machine est un séparateur de laboratoire petit et léger capable de séparer des poudres jusqu'à 5 tailles de particules (4 écrans), largement utilisées dans les industries pharmaceutique, alimentaire et chimique. C'est l'équipement idéal pour tamiser les matériaux tels que les granules, les particules, les tranches, les flocons et la poudre. Le poids de l'équipement est de 36 kg.

Fabriqué en acier inoxydable avec la norme GMP. Nous fournissons des instructions détaillées pour le fonctionnement de l'équipement pour l'élimination des poudres pharmaceutiques. Avant d'envoyer la machine au client, ils sont vérifiés et testés en production. L'intégralité et la capacité de travail sont garanties. Nous maintenons un stock de pièces et de consommables dans l'entrepôt. Le prix est indiqué avec la livraison à la ville du client.

#### FABRICANT - CHINE



## CARACTÉRISTIQUES

Tamis vibrant de laboratoire "YS-02"  
 Cadre de l'écran: 2-5 niveaux  
 Diamètre de l'écran: 200 mm  
 Niveau sonore: <50 dB  
 Amplitude: 42739 mm  
 Fréquence de vibration: 1400 vibrations par minute  
 Puissance du moteur: 0,12 kW  
 Alimentation: 220V, 50Hz  
 Dimensions: 360mm x 300mm x 470mm  
 Poids: 36 kg  
 Poids d'expédition: 45 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ADDITIONAL INFORMATION

Possibilité de placer jusqu'à 5 tamis (4 écrans) avec réglage standard. La grille d'écran peut être modifiée en fonction des demandes. Vibration silencieuse et entretien facile. Toutes les pièces en contact avec les poudres sont en acier inoxydable SUS316L. Avant de commencer à travailler, placez le tamis vibrant sur une surface plane et solide, de manière à ce qu'il fonctionne efficacement. Pour assurer la sécurité de l'utilisateur, l'alimentation doit être mise à la terre.

**TEMPS DE PRODUCTION** 30-40 JOURS  
**TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ** 30-40 JOURS

**PRIX** 3813,66 USD  
**T.V.A.** 686,44 USD

**VALEUR 4500.00 USD**

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à Moscou au rythme de la banque centrale RF

### NOS SERVICES POUR CLIENTS:

#### 1) TRAVAIL DE FORMATION AVEC UN TAMIS VIBRANT

Pour tous nos clients qui ont acheté des séparateurs de poudre de laboratoire, nous fournissons des documents sur la base de la séparation des poudres en fractions. Nous effectuons des consultations par téléphone et par correspondance, nous aidons à résoudre les difficultés rencontrées lors de la fabrication de nos équipements. Nous fournissons des pièces de rechange et des consommables. Nous rendons des services dans l'aide à la réalisation de l'équipement vibratoire, qui était en cours d'utilisation.

#### 2) NOUS REMPLISSONS LA PRODUCTION ET LE LABORATOIRE.

Nous disposons d'un large assortiment d'équipements supplémentaires pour la séparation en laboratoire. À la demande du client, nous sélectionnons un modèle à tamis vibrant, des machines à tamiser les poudres, des équipements pour contrôler la fluidité des poudres, des machines pour séparer les poudres en fractions, du matériel de laboratoire.

#### 3) FOURNITURE DE PIÈCES DE RECHANGE POUR VIBROSIT.

Nous coopérons avec les fabricants de modèles automatiques et de laboratoires de tamis vibrants, nous nous engageons dans la fourniture de pièces de rechange pour les équipements destinés à la séparation des poudres en fractions achetées dans notre entreprise.



*Roman Tsibulsky*

Propriétaire et superviseur  
**ROMAN TSIBULSKY**