

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsubulsky

Maschine zum Verschließen der Flaschen mit

BESCHREIBUNG


Automatische Maschine, die Aluminiumkappen auf Flaschen Penicillin, pre-verkorkt mit Gummistopfen setzt. Die Lieferung von Flaschen, Kappen und Walzen ist automatisiert und kann der Hersteller die Maschine für die Größen der Flaschen des Kunden produzieren. Auto Lieferung von Fläschchen und Aluminiumkappen von Behältern. Die Dosierung wird durch Schrauben Dispenser von Pulvern eingestellt. Die Kapazität beträgt 2500 Flaschen pro Stunde. Gewicht von 380 kg.

Aus hochwertigem Edelstahl. Wir bieten detaillierte Anweisungen zum Einstellen der Ausrüstung für die Deckelung nach oben. Bevor die Maschine an den Kunden zu senden, werden sie geprüft und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

HERSTELLER - CHINA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

SPEZIFIKATIONEN

Maschine zum Verschließen der Flaschen mit Aluminiumkappen „GZ-50“ Volumen der Durchstechflasche: 2-100 ml
 Heads zum Abrichten und Rollkappen: 1 piece
 Productivity: 2500 Flaschen pro hour
 Quality des fertigen Produkts: 98%
 Leistung: 0,6 kW,
 Stromversorgung: 380 V / 220V, 50 / 60Hz, auf request
 Overall Abmessungen: 1100mm x 600mm x 1400mm
 Dimensions mit Packing: 1200mm x 700mm x 1600mm
 Weight: 300 kgGewicht mit
 Packing: 380 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Die Maschine hat einen Förderband, entlang der Penicillin-Flaschen, die mit Gummistopfen verschlossen werden, um die rotierenden Scheibe zugeführt werden. Die Scheibe fängt eine Flasche und überträgt sie an ein Gerät, das eine Aluminiumkappe auf der Flasche bringt. Die Ausrüstung hat einen Vibrationsaufgeber und führt die Aluminiumkappen automatisch. Dann bewegt sich die Scheibe, die Flasche mit der Kappe auf die Rolle. Die Ränder der Kappe sind eingespannt und durch den Transporteur wird die Ampulle mit dem Akkumulator oder weiter in die Leitung übertragen. Bereit Flaschen werden durch ein zusätzliches Förderband weggebracht. Großer Wert wird auf die Stabilität der Fläschchen angebracht. Um eine Entscheidung zu treffen, dieses Gerät zu kaufen, empfehlen wir Bilder und Größen von Flaschen und Deckel zu senden.

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 16949,15 USD

MwSt 3050,85 USD

WERT 20.000,00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) **Ausbildung der Technologie der Herstellung BALL UND BILLS.**All unseren Kunden, die Ausrüstung gekauft haben, bieten wir Literatur über die Grundlagen der Auftragen der Beschichtung auf Tabletten und Tabletten, sowie die Bildung von Kugeln aus Kunststoff. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir bieten Dienstleistungen im Verkauf von gebrauchten equipment.

2) **WE kompletten Produktion von boiles UND BALLS.**We hat eine große Auswahl an zusätzlicher Ausrüstung für die Herstellung von Boilies und Bällen. Auf Antrag des Kunden, werden wir ein Modell der Ausrüstung auswählen, für das Mischen des Pulvers miteinander, einen Mischer zum Benetzen des Pulvers, Ausrüstung für den Teig kneten.



Roman Tsibulsky
 Inhaber und Betreuer
ROMAN TSIBULSKY