

SPEZIFIKATIONEN

Pneumatische Kolbenspender Cremes und Salben "WW-500"

Typ: pneumatischer hin- und hergehende feeder

Productivity: 5 bis 20 Dosen pro minute

Dosage der Verpackung: 1000-5000 ml

Filling Genauigkeit: $\pm 1\%$

Toleranz Anwendbar (m³ / min): ≥ 0.1 Air Druck: 0,6-0,8 MPa

Power Verbrauch: 150 W

Power Versorgung: 220 V, 50Hz

Overall Abmessungen: 1200mm x 340mm x 480mm

Machine Gewicht: 60 kg

Gewicht mit Verpackung: 70 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Kompaktes Design, ideal für den Einsatz in geschlossenen Räumen, Labor- und Pharma Bedingungen. Der Körper und die Teile sind aus SUS 304. Halbautomatische Füllmaschine Kolbentyp hergestellt. Horizontale Maschine zur Flüssigkeitsflaschen von 1000 ml bis 5000 ml füllen. Einfach zu bedienen, pneumatischer Teil verwendet pneumatische Komponenten Deutschland. Die Füllung wird durch ein Magnetventil, mit hohen Füllgenauigkeit gesteuert. Das Füllvolumen und Vorschubgeschwindigkeit kann wie gewünscht eingestellt werden. Ein spezielles Drei-Wege-Rückschlagventilsystem ist für die Genauigkeit der Füllung verwendet. Material Kontaktteile können SUS316 angepasst werden. Es ist möglich, die Bodendichtung auf dem Tankeinfüllstutzen, um ein Auslaufen zu verhindern. Der Durchmesser des Füllstutzens kann auf Wunsch des Kunden ersetzt werden. Alle Teile in Kontakt mit dem Material sind aus rostfreiem Stahl 316. Das Füllvolumen und Geschwindigkeit aus eingestellt werden können, während eine hohe Genauigkeit der Dosierung erhalten bleibt. Die Salbe, Gel oder viskose homogene Substanz wird in die großen Trichter geladen wird, das System von Einstellungen verwendet wird, stellt die Bedienungsperson manuell die Menge der Salbe eine Einzeldosis. Überprüfen Sie das Füllvolumen oder Gewicht. Ferner ist ein Kompressor verbunden ist, der den Kolben verursacht durch Druckluftdruck zu bewegen. Der Start / Stopp-Steuerung der Dosis ist möglich, von dem Fußpedal. Der Bediener den Behälter an den Hals bringt, drückt das Pedal und die Maschine liefert die Dosis der Salbe in das Gefäß, dann setzt der Bediener einen neuen Behälter. Es ist möglich, diese Maschine mit dem Transporter und den Anschluss des Fotosensors zu verwenden. der Bediener manuell einstellt, die Menge der Salbe einer Einzeldosis. Überprüfen Sie das Füllvolumen oder Gewicht. Ferner ist ein Kompressor verbunden ist, der den Kolben verursacht durch

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 5084,75 USD

MwSt 915,25 USD

WERT 6000.00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) TRAINING DER TECHNOLOGIE DER DOSIERUNG Cremes und MAZES. All unsere Kunden, die Ausrüstung gekauft, wir bieten Literatur über die Grundlagen der Dosierung Creme und Salben in Fläschchen. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung von Creme-Abfüllanlagen used.

2) COMPLETE Herstellung von Kosmetika und FOODSTUFFS. We hat eine breite Palette zusätzlicher Ausrüstung für die Produktion der Dosierung. Auf Antrag des Kunden wird ein Modell von Spendern der Creme und Salben wählen, Homogenisatoren, Ausrüstung für die Cremes in Tuben Verpackung, Abfüll- und Verpackungsanlagen Flaschen für die Befüllung.



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY