

Proposition commerciale

| | |
|----------|-----------------|
| Compilé: | 15.02.2018 |
| Valide: | 12 mois |
| Auteur: | Roman Tsibulsky |

Machine à polir les capsules de gélatine dure TR-02

LA DESCRIPTION

Équipement automatique pour le polissage des capsules en gélatine dure avec élimination de la poussière de la surface. Pour le travail en équipe avec des machines à capsules. Convient pour une utilisation en laboratoire et à petite échelle dans la production de capsules. Productivité 420 000 capsules par heure. Utilisé pour toutes les tailles standard de gélules en gélatine dure dans les tailles 000,00,0,1,2,3,4. Automatisation maximale du processus. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité.

Nous fournissons des instructions détaillées pour la mise en place d'une machine à polir les capsules. Avant d'envoyer la machine au client, ils sont vérifiés et testés en production. L'intégralité et la capacité de travail sont garanties. Nous maintenons un stock de pièces et de consommables dans l'entrepôt. Le prix est indiqué avec la livraison à la ville du client.

FABRICANT - CHINE



CARACTÉRISTIQUES

Machine à polir les capsules de gélatine dure "TR-02"
 Convient aux gélules en gélatine dure Taille: 000,00,0,1,2,3,4
 Productivité: jusqu'à 420 000 capsules par heure
 Alimentation: 220V
 Puissance: 1,85 kW
 Dimensions hors tout: 1340mm x 540m x 1080mm
 Poids avec emballage: 70 kg
 Le kit comprend un aspirateur.

 www.minipress.ru

INFORMATION ADDITIONNELLE

L'efficacité du polissage en poudre des capsules en gélatine dure est assurée par l'utilisation d'une longue brosse rotative avec des fibres plastiques dans la conception du boîtier de la machine à polir. La surface des capsules après le brossage est complètement propre et lisse. Toute la poussière est aspirée par un aspirateur, qui est livré complet avec une capsule de polissage. Nous conseillons à tous les clients d'acheter immédiatement une brosse de rechange supplémentaire. L'expérience de nos clients a montré que cette polisseuse ne convient pas pour enlever la poussière des tablettes. La sieste est très raide et efface beaucoup les pilules.

TEMPS DE PRODUCTION 30-40 JOURS
TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ 30-40 JOURS

PRIX 3813,56 USD
T.V.A. 686,44 USD

VALEUR 4500.00 USD

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à Moscou au rythme de la banque centrale RF

NOTRE SERVICE ET SERVICES POUR LES CLIENTS:

1) FORMATION DE LA TECHNOLOGIE DE CAPSULATION.

À tous nos clients qui ont acheté des équipements, nous fournissons de la documentation sur les bases de l'encapsulation des poudres.

Nous effectuons des consultations par téléphone et par correspondance, nous aidons à résoudre les difficultés rencontrées lors de la fabrication de nos équipements. Nous fournissons des pièces de rechange et des consommables. Nous rendons des services dans l'aide à la réalisation de l'équipement capsulaire utilisé.

2) CAPSULES DE PRODUCTION COMPLÈTES.

Nous disposons d'une large gamme d'équipements supplémentaires pour la production de capsules. À la demande du client, nous choisirons un modèle d'équipement de remplissage de capsules, de granulateurs, de mélangeurs de poudre, d'équipement de dépoussiérage et de polissoirs à capsule, d'imprimantes pour imprimer des logos sur des capsules, du matériel de remplissage et d'emballage pour capsules de gélatine.

3) FOURNITURE DE PIÈCES DE RECHANGE

Nous coopérons avec les fabricants de capsulateurs automatiques et semi-automatiques et nous nous engageons dans la fourniture de pièces de rechange pour tout modèle de machines à capsules achetées dans notre entreprise.



Roman Tsibulsky

Propriétaire et superviseur

ROMAN TSIBULSKY