

# MINIPRESS.RU

Fournisseur d'équipements pharmaceutiques en Russie  
Fondée en 1999

RUSSIA, 115035, MOSCOW, 17 PIATNITSKAYA ST.

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

## Proposition commerciale

Compilé:	15.02.2018
Valide:	12 mois
Auteur:	Roman Tsibulsky


### Machine de remplissage et capsulage pour bouteilles en verre XL-10

#### LA DESCRIPTION

Équipement automatique pour verser des liquides dans des flacons de pénicilline, suivi d'un recouvrement avec des bouchons en caoutchouc et des bouchons en aluminium. Alimentation automatisée des flacons, bouchons et bouchons des bacs de stockage. Doses de liquide de 5 à 30 ml. La capacité est de 2500 bouteilles par heure. Poids 300 kg. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité.

Nous fournissons des instructions détaillées pour la mise en place des équipements pour la mise en bouteille et le coiffage. Avant d'envoyer la machine au client, ils sont vérifiés et testés en production. La table tournante pour la distribution automatique des flacons fait partie de la conception. L'intégralité et la capacité de travail sont garanties. Nous maintenons un stock de pièces et de consommables dans l'entrepôt. Le prix est indiqué avec la livraison à la ville du client.

FABRICANT - CHINE



## CARACTÉRISTIQUES

La machine pour verser et boucher les bouteilles de pénicilline "XL-10"

Nombre de pompes: 1 pompe

Productivité maximale: 2500 bouteilles par heure

Flacons de pénicilline (sur demande de 5 à 30 ml)

Erreur de dilution: 0-2%

Précision de l'étanchéité et du laminage:  $\geq 99\%$

Alimentation: 220V, 50Hz

Puissance: 1 kW

Dimensions hors tout: 1250mm x 1100mm x 1200mm

Poids: 300 kg

Poids avec emballage: 380 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## INFORMATION ADDITIONNELLE

Le système délivre des flacons de pénicilline vides individuellement à une table rotative qui déplace les flacons vers l'unité de remplissage. La machine remplit une bouteille. Les capteurs optiques surveillent la présence de flacons. S'il n'y a pas de flacon - il n'y a pas de mise en bouteille. A partir des bacs vibrants de stockage, des bouchons en caoutchouc et des capuchons en aluminium sont acheminés vers les unités de bouchage, où le bouchon ferme les bouteilles et les bouchons en aluminium sont portés sur le dessus. Le roulage des bouchons se fait mécaniquement, en utilisant des têtes rotatives. Les bouteilles prêtes sont emportées par un tapis roulant supplémentaire. La machine est un dispositif de remplissage sur la ligne de transport pour solution buvable, qui est utilisé pour remplir, boucher, comprimer les bouteilles de pénicilline dans un volume de 5 à 30 ml. L'opération de remplissage et d'étanchéité est combinée dans cette machine avec sa structure améliorée et sa structure compacte. Une grande importance est attachée à la stabilité des flacons. Pour prendre la décision d'acheter cet équipement, nous vous recommandons d'envoyer des photos et des tailles de bouteilles, de bouchons et de bouchons en aluminium.

**TEMPS DE PRODUCTION** 30-40 JOURS

**TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ** 30-40 JOURS

**PRIX** 11864,41 USD

**T.V.A.** 2135,59 USD

**VALEUR 14000.00 USD**

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à Moscou au rythme de la banque centrale RF

## NOS SERVICES POUR CLIENTS:

### 1) TRAVAIL DE FORMATION AVEC DES MACHINES DE REMPLISSAGE ET DE CAPTURE.

Pour tous nos clients qui ont acheté du matériel, nous fournissons de la documentation sur les bases de la mise en bouteille et du scellement des liquides. Nous effectuons des consultations par téléphone et par correspondance, nous aidons à résoudre les difficultés rencontrées lors de la fabrication de nos équipements. Nous fournissons des pièces de rechange et des consommables. Nous rendons des services dans l'aide sur la réalisation de l'équipement de déversement et укупорки de seconde main.

### 2) NOUS REMPLISSONS LA PRODUCTION DE REMPLISSAGE DE LIQUIDE.

Nous disposons d'une large gamme d'équipements supplémentaires pour la préparation de produits liquides. À la demande du client, nous choisirons un modèle de remplissage et de bouchage, un équipement pour agiter les liquides, des machines pour le lavage et la stérilisation des bouteilles de pénicilline, des équipements d'étiquetage.

### 3) FOURNITURE DE PIÈCES DE RECHANGE

Nous coopérons avec des fabricants de machines automatiques et semi-automatiques de remplissage et de bouchage de liquides, de machines de remplissage de bureau portatives et nous fournissons des pièces de rechange pour les équipements d'embouteillage et de bouchage achetés auprès de notre société.



*Roman Tsibulsky*

Propriétaire et superviseur  
ROMAN TSIBULSKY