

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsibulsky

Melting Analysator Suppositorium RB-01

BESCHREIBUN

Der Schmelz Analysator wird verwendet, um den Schmelzvorgang des Zäpfchens zu analysieren. Drei Skelette synchron drehen. Hyaliner Buchsen und Rahmen sind aus Edelstahl gefertigt. Das Gerät verwendet ein automatisches Temperatursteuersystem. Die Magnetpumpe zirkuliert die Wasserströmung verteilt sie gleichmäßig über das System und das „Wasserbad“ behält die gleiche Temperatur.

Wir bieten detaillierte Anleitungen zum Einrichten dieses Modells des Schmelz Analysators auf. Vor dem Senden werden die Analysatoren getestet und in production.Completeness getestet und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter Berücksichtigung des Zoll angegebene Zahlungen in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden.

HERSTELLER - CHINA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

SPEZIFIKATIONEN

Schmelzen Analysator Suppositorium "RB-01"

Anzahl der Durchführungen: 3 units

Hyaline Hülse: Höhe 60 mm Innendurchmesser 52 mm

Stainless Stahlrahmen: zwei Stücke mit einem Durchmesser von 50 mm, in je 39 Löchern 4 mm in diameter
Rotation Frequenz: 1/10 min

Automatic Zeit Auswahl: (10-900) min

Temperature Regelgenauigkeit: $(45 \pm 0,5^{\circ}\text{C})$ Volumen eines Laborglas: 4 liters
Power: 220 V / 50 Hz / 1000W oder 110V / 60Hz / 1000W
Dimensions: 680mm x 380mm x 580mm
Size mit Packing: 735mm x 465mm x 900mm
Shipping Gewicht: 47 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Drei Skelette synchron drehen. Hyaliner Buchsen und Rahmen sind aus Edelstahl gefertigt. Das Gerät verwendet ein automatisches Temperatursteuersystem. Die Magnetpumpe zirkuliert die Wasserströmung verteilt sie gleichmäßig über das System und das „Wasserbad“ behält die gleiche Temperatur. Temperatur und Zeit werden automatisch gesteuert. Die Zeit kann jeder eingestellt werden. Die eingestellten Werte für den Zeitgeber und die Indikatoren während des Betriebes der Vorrichtung können abwechselnd angezeigt werden.
Automatisierung: Auto-Analyse, Selbstdiagnose, Auto-Signal.

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 3389,83 USD

MwSt 610,17 USD

WERT 4000.00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE UND DIENSTLEISTUNGEN FÜR KUNDEN:

1) **AUSBILDUNG VON DROGEN VERIFIKATION TECHNOLOGIES.** To alle unsere Kunden, die Laborgeräte erworben haben, bieten wir Literatur zu den Grundlagen der Erforschung der Eigenschaften von Tabletten und Gelatine kapseln. Wir führen Beratungen telefonisch und per Brief, helfen wir bei der Arbeit an unseren Geräten entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir bieten Dienstleistungen bei der Umsetzung von Analysatoren und Testern für laboratories.

2) **COMPLETE LABORATORIES FÜR PHARMAZEUTISCHE production.** We haben eine große Auswahl an Zusatzausstattungen. Auf Antrag des Kunden, wählen wir ein Modell von Analysatoren Feuchtigkeit, Schmelzen, Transparenz, Feuchtigkeit, Schmelzen, Transparenz, Desintegration, die Auflösung, die Zusammensetzung, Schmelzen, Härte, Dicke, Duktilität und quality.

3) **DELIVERY OF LABORATORY EQUIPMENT.** On Dauer,



Roman Tsibulsky
Inhaber und Betreuer
ROMAN TSIBULSKY