

# MINIPRESS.RU

Fournisseur d'équipements pharmaceutiques en Russie  
Fondée en 1999

RUSSIA, 115035, MOSCOW, 17 PIATNITSKAYA ST.

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

## Proposition commerciale

Compilé:	15.02.2018
Valide:	12 mois
Auteur:	Roman Tsibulsky

### Blister semi-automatique ITA-011

#### LA DESCRIPTION

Blister de table pour remplir des capsules ou des comprimés avec des cloques vierges. Serrage et soudage de feuilles d'aluminium. Avec la fonction de remplir les cellules automatiquement. Pour utilisation en laboratoire et production expérimentale de médicaments. Production Italie. Qualité de performance européenne, qualité inox AISI 316.

Nous fournissons des instructions détaillées pour la mise en place d'un blister. Avant d'envoyer le client, une blister est testée et testée en production. L'intégralité et la capacité de travail sont garanties. Nous maintenons un stock de pièces et de consommables dans l'entrepôt. Le prix est indiqué avec la livraison à la ville du client.

#### FABRICANT-ITALIE



**MINIPRESS.RU**

**MINIPRESS.RU**

## CARACTÉRISTIQUES

Mini blister "ITA-011"

L'équipement vous permet de sceller les blisters de formes standard.

Les formulaires utilisés doivent être pré-commandés en envoyant un dessin.

La machine est entièrement en acier inoxydable et en aluminium.

Équipé d'un thermorégulateur électronique qui régule automatiquement la température de la feuille.

Vous permet d'ajuster manuellement le degré de chaleur du soudage en phase, en fonction de l'épaisseur du matériau utilisé.

Tension d'utilisation: 220V, 50-60 Hz

Tension de fonctionnement: 24V AC

Consommation électrique: 300 W

Performance maximum

Emballage sous blister:

1 blister - 20 comprimés

1 blister - 15 capsules

Vitesse d'exécution: 2 ampoules par minute

Dimensions hors tout: 480mm x 450mm x 550mm

Poids net: 30 kg

Poids avec emballage: 40 kg

Les préparations sous blister peuvent être achetées chez nous.

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## INFORMATION ADDITIONNELLE

Blister semi-automatique pour une installation sur table. Avant utilisation, le client peut commander chez nous une matrice en aluminium conforme à son design et obtenir des flans vides. Manuellement, il est nécessaire de placer des plaquettes alvéolées dans un moule en aluminium, de remplir toutes les cellules de comprimés ou de capsules avec un dispositif mécanique qui distribue les comprimés ou les gélules dans les cellules et qui est recouvert de papier d'aluminium. Déplacez le moule en aluminium à l'intérieur, activez le régulateur de température et réglez la température de chauffage souhaitée, puis appuyez manuellement sur la feuille d'aluminium contre le PVC. Après une pause, vous devez retirer le moule en aluminium et obtenir le blister fini.

**TEMPS DE PRODUCTION**

**30-40 JOURS**

**TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ**

**30-40 JOURS**

**PRIX**

**5084,75 USD**

**T.V.A.**

**915,25 USD**

**VALEUR 6000.00 USD**

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à Moscou au rythme de la banque centrale RF

## NOS SERVICES POUR CLIENTS:

### 1) FORMATION DE LA TECHNOLOGIE DE BLISTER.

Tous nos clients qui ont acheté des équipements, nous fournissons de la documentation sur les bases de l'emballage dans les ampoules. Nous effectuons des consultations par téléphone et par correspondance, nous aidons à résoudre les difficultés rencontrées lors de la fabrication de nos équipements. Nous fournissons des pièces de rechange et des consommables. Nous rendons des services dans l'aide à la réalisation de l'équipement blister de l'utilisateur.

### 2) FABRICATION COMPLÈTE DE BLISTERS.

Nous disposons d'une large gamme d'équipements supplémentaires pour la production de blisters. À la demande du client, nous choisisons un modèle d'équipement pour blister, d'équipement pour l'emballage de capsules et de comprimés dans des plaquettes thermoformées, du matériel de remplissage et d'emballage pour des capsules de gélatine en plaquettes thermoformées.

### 3) FOURNITURE DE PIÈCES DE RECHANGE

Nous coopérons avec les fabricants de blisters automatiques et semi-automatiques et nous fournissons des pièces de rechange pour tout modèle de blister acheté dans notre entreprise.



*Roman Tsibulsky*

Propriétaire et superviseur

**ROMAN TSIBULSKY**