

Proposition commerciale

Compilé:	15.02.2018
Valide:	12 mois
Auteur:	Roman Tsibulsky


Machine de remplissage pour comprimés et capsules

LA DESCRIPTION

Machine automatique avec un système vibrant pour le comptage et l'emballage des comprimés et des capsules de gélatine, pour l'installation dans la ligne d'emballage des capsules et des comprimés de gélatine dans des bouteilles en plastique. Un système spécial pour la fourniture de comprimés ou de gélules est fabriqué sous la forme de vagues. Aliment vibrant avec la capacité de réguler la vitesse d'écoulement. Les capsules ou les comprimés sont considérés comme des capteurs optiques. La capacité est de 50 bouteilles par minute. Le poids de l'équipement est de 300 kg.

Il est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité selon les normes GMP. Nous fournissons des instructions détaillées pour le fonctionnement de l'équipement pour le comptage et l'emballage des comprimés et des capsules dans des bouteilles et des bouteilles. Avant d'envoyer la machine au client, ils sont vérifiés et testés en production. L'intégralité et la capacité de travail sont garanties. Nous maintenons un stock de pièces et de consommables dans l'entrepôt. Le prix est indiqué avec la livraison à la ville du client.

FABRICANT - CHINE



CARACTÉRISTIQUES

Machine de remplissage automatique pour comprimés et capsules "FF-04"

Types: Vibrant

Nombre de bunkers: 1

Capsules en gélatine dure: 00,0,1,2,3,4,5

Diamètres de comprimés: 5-23 mm

Productivité: maximum 50 bouteilles par minute

Capacité de la bouteille: $\geq 99\%$

Tailles de bouteilles: 15-500 ml

Alimentation: 220V, 50Hz,

Puissance: 0,6 kW

Dimensions hors tout: 1500mm x 800mm x 1600mm

Poids: 300 kg

Poids de livraison: 370 kg

 www.minipress.ru

INFORMATION ADDITIONNELLE

Le compteur vibrant et le packer de comprimés et de gélules en gélatine font partie de la gamme automatique de conditionnement de comprimés et de capsules en gélatine dans des flacons en plastique scellant le col des membranes en aluminium. La conception comporte des guides ondulants à travers lesquels des comprimés ou des capsules de gélatine se déplacent dans la zone de contrôle par des capteurs optiques, puis dans des bouteilles. Le numéro est programmé dans le menu du panneau de commande électronique. Des groupes de comprimés ou de capsules sont versés dans des bouteilles introduites dans la zone de remplissage le long du tapis roulant. Ensuite, les bouteilles sont déplacées vers la machine à capsuler.

TEMPS DE PRODUCTION 30-40 JOURS

TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ 30-40 JOURS

PRIX 19491,53 USD

T.V.A. 3508,47 USD

NOS SERVICES POUR CLIENTS:

1) TRAVAIL DE TRAVAIL AVEC LA LIGNE DE PREPARATION DE GELATINE ET DE COMPRIMES.

Pour tous nos clients qui ont acheté une ligne automatique pour emballer des capsules et des comprimés dans des bouteilles en plastique, nous fournissons une documentation sur les bases de l'emballage et du coiffage. Nous effectuons des consultations par téléphone et par correspondance, nous aidons à résoudre les difficultés rencontrées lors de la fabrication de nos équipements. Nous fournissons des pièces de rechange et des consommables. Nous fournissons des services dans la mise en œuvre de l'équipement pour l'emballage de capsules et de comprimés dans des flacons utilisés.

2) NOUS REMPLISSONS LA PRODUCTION DE GELATINE ET DE COMPRIMÉS.

Nous disposons d'une large gamme d'équipements supplémentaires pour l'emballage des comprimés et des gélules. À la demande du client, nous sélectionnerons le modèle de la machine de comptage-remplissage, la machine pour la fourniture des couvercles et des fermetures, l'équipement pour sceller le col des flacons avec les membranes de la première ouverture, les machines pour emballer les sacs de élimination de l'humidité, étiquetage des équipements en bouteilles.

3) FOURNITURE DE PIÈCES DE RECHANGE

Nous coopérons avec des fabricants de machines à comprimés automatiques et de capsules de gélatine, des machines de table à main pour le comptage des comprimés et des gélules, nous fournissons des pièces détachées pour l'équipement d'emballage des comprimés et des gélules achetées dans notre entreprise.

VALEUR 23000.00 USD

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à M au rythme de la banque centrale RF



Roman Tsibulsky

Owner and supervisor

ROMAN TSIBULSKY