

SPEZIFIKATIONEN

Tabelle Handmaschine für Rohre mit Salbe und Creme "ITA-04"

Füllmaterialien: stainless steel

Type der Tuba: Kunststoff, aluminum

Productivity: 500-600 Röhren pro hour

Type: Kolben, manuelle Abgabe system

Bunker Kapazität: 1 Liter

Operating Temperatur: min 15 ° C - max 30 ° C

Dimensions: 300mm x 600mm x 530mm

Weight: 20 kg

Shipping Gewicht: 25 kg

Attention - Jeder kann bereit Rohre bei uns erworben werden.

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Tabelle Füllmaschine, von hohen Qualität, von den italienischen Herstellern von pharmazeutischen Anlagen. Die Kapazität von 1 Liter mit Creme oder Salbe gefüllt ist, die Position der Stange, die die Dosis bildet, wird von Hand eingestellt. Manuell, die Ausrüstung Hebel verwendet wird, wird die Dosis der Creme in dem eingesetzten Rohr zugeführt. Nach dem Füllen von Hand das Rohr wird auf die Seite übertragen, wo die Rohrkante eingespannt ist. Es ist möglich, die Richtung der Creme zu ändern. Sie können das Futter in Röhrchen gesetzt, kann aber in andere Behälter zugeführt werden. Die Konstruktion der Geräte lassen sich bequem zum Reinigen und Waschen zerlegt werden. Zur Ausstattung gibt es eine ausführliche Anleitung in italienischer und englischer Sprache mit Abbildungen des Arbeitsprozesses.

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 3813,56 USD

MwSt 686,44 USD

WERT 4500.00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) die Ausbildung von Tubenfüll TECHNOLOGY. To all unseren Kunden, die Ausrüstung gekauft, wir bieten Literatur über die Grundlagen der Dosierung Creme und Salben in Tuben. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir bieten Dienstleistungen bei der Umsetzung von Abfüllanlagen, die in use.

2) ICH Herstellung von Aluminium vollständig und PLASTIC TUBES. We hat eine breite Palette zusätzlicher Ausrüstung für die Produktion der Dosierung. Auf Wunsch des Kunden werden wir ein Modell der Spender Creme wählen und Salben, Homogenisatoren, Ausrüstung für die Cremes in Tuben Verpackung, Abfüllung und Verpackungsanlagen Schläuche zum Befüllen.



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer
ROMAN TSIBULSKY