

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsibulsky

Tabelle Spender für Salben und Cremes ITA-02

BESCHREIBUNG


Desktop pneumatische Maschine zur Abgabe von Flüssigkeiten, Cremes und Salben. Es wird in Laboratorien und experimentelle Produktion von pharmazeutischen und kosmetischen Präparaten verwendet. Produktion Italien. Hochwertige Verarbeitung. Die Materialien sind aus Edelstahl AISI 304. Bekannt für einfache Reinigung und Wechsel der Dosierung Materialien.

Wir bieten detaillierte Anweisungen für das Gerät einrichten. Vor dem Versand an den Kunden wird der Spender überprüft und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

HERSTELLER-ITALY



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

SPEZIFIKATIONEN

Pneumatische Spender Creme und Salben „ITA-02“

Druck: 4 bar Maschine nicht über elektrische Teile und kann mit Materialien vollständig aus Edelstahl AISI 304 und Kunststoff Änderung des Volumen leicht cleaned.

All Teile in Kontakt von der Dosierkolben: von 30 mm bis 280 mm.

Bunker Kapazität: 12 liters.

Dosage: abhängig von dem Produkt steht.

Verwendung Möglichkeit der Demontage von jedem Gerät, das in Kontakt mit dem product.You war mit Flüssigkeit arbeiten und creams.

The empfangenen Rauschwerte in eine Entfernung von 1 m von der Oberfläche der Maschine und 1,60 m Höhe über den Boden sind ungefähr 50 dB (A) .

Dimensions: 870mm x 465mm x 760mm

Overall Abmessungen der Verpackung: 500mm x 900mm x 1000mm

Weight: 40 kg

Gewicht mit Verpackung: 50 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Die pneumatische Maschine hat keine elektrischen Teile, es funktioniert nur aus Druckluft. Es ist mit der Autobahn verbunden. Stellen Sie die Dosis manuell mit hohen Genauigkeit. Hohe Genauigkeit der Dosierungen in späteren Arbeiten. Die Einstellung ist nicht erforderlich. Die Salbe oder Creme wird in einen Trichter 12 Liter geladen, quetscht der Kolben mit Druckluft die Dosis der Creme aus und gibt den Kolben in seine Ausgangsposition zurück. Das Gerät wird durch detaillierte Anweisungen und Diagramme in Italienisch begleitet.

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 8474,58 USD

MwSt 1525,42 USD

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) die Ausbildung von DOSIERUNG TECHNOLOGY.All unsere Kunden, die Ausrüstung gekauft, wir bieten Literatur über die Grundlagen der Dosierung Creme und Salben. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung der Dosieranlagen used.

2) wir die Produktion von Cremes vollständig und OINTMENTS.We hat eine breite Palette von zusätzlichen Anlagen zur Herstellung von Creme und Salben. Auf Wunsch des Kunden werden wir ein Modell von Dosieranlagen wählen, Granulatoren, Pulvermischer, Entstaubungsanlagen und Kapselpolierer, Drucker für Logos auf Kapseln drucken, Abfüll- und Verpackungstechnik für Gelatinekapseln.

WERT 10.000,00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY