

Коммерческое предложение

Составлено: 01.01.2022
Действительно: 12 месяцев
Автор: Роман Цибульский

Анализатор прочности желатинового геля JS-02

ОПИСАНИЕ

Система для испытания прочности желатинового геля. Эта система используется для определения состава желе в желатине. Комплекс состоит из анализатора состава желатина, водяного бака с постоянной температурой, конденсатора. Устройство контролирует все операции, связанные с определением состава желе в желатине. Оно работает в цветном режиме. Используется высокочувствительный датчик давления, автоматическая коррективка нелинейных погрешностей, высокая точность.

Предоставляем подробную инструкцию по наладке данной модели анализатора прочности желатинового геля. Перед отправкой анализаторы проверяются и тестируются на производстве. Комплектность и работоспособность гарантируется. Поддерживаем на складе запас деталей и расходных материалов. Цена указана с учетом таможенных платежей в России и доставки в город покупателя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - КИТАЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Анализатор прочности желатинового геля "JS-02"
Испытательный диапазон: (5-1000) гр
Точность теста: Макс. ± 5 гр
Маршрут: (1-60) мм
Точность движения: ± 0.1 мм
Диапазон регулирования температуры: (5-39.9) $^{\circ}\text{C}$
Погрешность контроля температуры: ± 0.1 $^{\circ}\text{C}$
Время охлаждения: 40 мин
Мощность: 220V, 50Hz, 1200W
Габариты:
Анализатор состава желатина: 260x260x420 мм
Размер с упаковкой: 530x350x365 мм
Вес с упаковкой: 13 кг
Водяной бак с постоянной температурой: 530x450x280 мм
Размер с упаковкой: 675x535x355 мм
Вес с упаковкой: 26 кг
Конденсатор: 400x350x280 мм
Размер с упаковкой: 565x475x365 мм
Вес с упаковкой: 30 кг

 www.minipress.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устройство контролирует все операции связанные с определением состава желе в желатине. Оно работает в цветном режиме. Используется высокочувствительный датчик давления, автоматическая корректировка нелинейных погрешностей, высокая точность. Любой образец желаемого состава желатина можно установить заранее, с пятью скоростями, тремя режимами и двумя примерами результатов. Используется высокоточный механический передаточный механизм с амортизатором, процесс работы спокойный, отображение информации стабильное. Стабильная температура водяной системы поддерживается благодаря постоянной температуре в водяном баке и конденсатору. Система магнитного насоса используется для циркуляции воды с равномерным нагреванием. Используется высокочувствительный температурный датчик, который позволяет получить точные результаты при определении температуры. Система контроля за автоматическим частотным преобразователем. В конденсаторе используется новый тип высоконадежного и мощного компрессора с высокой скоростью и низким уровнем шума в процессе охлаждения. Предварительные установки температуры, отображение предварительных установок и реальных данных поочередно. Автоматика: авто-анализ, авто-диагноз, авто-сигнал.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ**30-40 ДНЕЙ****СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ****30-40 ДНЕЙ****ЦЕНА****7372,88 USD****НДС****1327,12 USD****СТОИМОСТЬ 8700.00 USD**

Оплата в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОВЕРКИ ЛЕКАРСТВ.

Всем нашим клиентам, которые приобрели лабораторное оборудование, предоставляем литературу по основам исследований свойств таблеток и желатиновых капсул. Проводим консультации по телефону и по переписке, помогаем решать возникающие сложности при работе на нашем оборудовании. Поставляем запасные части и расходные материалы. Оказываем услуги в помощи по реализации анализаторов и тестеров для лабораторий.

2) КОМПЛЕКТУЕМ ЛАБОРАТОРИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ.


Имеем большой ассортимент дополнительного оборудования. По запросу клиента подберем модель анализаторов: влажности, плавления, прозрачности, влажности, плавления, прозрачности, распадаемости, растворения, состава, таяния, твердости, толщины, тягучести и качества.

3) ПОСТАВКИ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

На постоянной основе изготавливаем лабораторное оборудование для фармацевтического производства, размещаем заказы на аналогичных производствах в Индии, Китае, США, Тайване.

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Сотрудничаем с производителями анализаторов и занимаемся поставками запасных частей для любой модели лабораторного оборудования купленных в нашей компании.



A stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roman Tsybulsky'.

Владелец и руководитель
РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ