

Коммерческое предложение

Составлено:	01.01.2022
Действительно:	12 месяцев
Автор:	Роман Цибульский



Анализатор растворения для таблеток и капсул RC-06

ОПИСАНИЕ

Анализатор растворения используется для измерения скорости и степени растворения таблеток и желатиновых капсул в лабораторных условиях. Имеет шесть резервуаров и шесть лопастей расположенных в одном ряду. Основные части этого оборудования поворачиваются плавно и гибко. Все резервуары и лопасти сделаны из нержавеющей стали (SUS316L). Водяной поток циркулирует магнитным насосом, равномерно распределяет его по системе, а «водяная баня» поддерживает одинаковую температуру.

Это устройство для растворения таблеток снабжено автоматическим контролем температуры, изменения скорости и времени. Предоставляем подробную инструкцию по наладке анализатора растворения. Перед отправкой анализаторы растворения проверяются и тестируются на производстве. Комплектность и работоспособность гарантируется. Поддерживаем на складе запас деталей и расходных материалов. Цена указана с учетом таможенных платежей в России и доставки в город покупателя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - КИТАЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Анализатор растворения для таблеток и капсул "RC-06"

Диапазон скорости: (20-200) оборотов в минуту

Погрешность скорости вращения: ± 2 оборотов в минуту

Температура термостатирования жидкости: примерно + 45°C

Стабильность температуры: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

Время, на которое устанавливается таймер: 6 позиций (1-999) мин

Погрешность времени: ± 0.5 мин

Время остановки лопасти: ± 0.5 мин

Время остановки резервуара: ± 1.0 мин

Мощность: 220V/50Hz/1000W или 110V/60Hz/1000W

Габариты: 960мм x 320мм x 480мм

Размер с упаковкой: 1220мм x 480мм x 590мм

Вес: 45 кг

Вес с упаковкой: 60 кг
Вес с упаковкой: 80,5 кг
Вес с упаковкой: 65 кг
Вес с упаковкой: 93 кг
Вес с упаковкой: 97 кг

 www.minipress.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основные части этого оборудования поворачиваются плавно и гибко. Все резервуары и лопасти сделаны из нержавеющей стали (SUS316L). Водяной поток циркулирует магнитным насосом, равномерно распределяет его по системе, а «водяная баня» поддерживает одинаковую температуру. Это устройство для растворения таблеток снабжено автоматическим контролем температуры, изменения скорости и времени. Эти параметры устанавливаются таймером. Ими можно управлять с помощью кнопок. Результаты отображаются на панели. Установленные показатели на таймере и показатели в процессе работы устройства могут отображаться поочередно. Автоматика: авто-тест, авто-диагноз, авто-сигнал. Оборудование может тестировать само себя и сигнал автоматически. Параметры растворения веществ хранятся в памяти оборудования и могут быть отображены в любое время. Время можно устанавливать на таймере на много позиций. Сигнальное устройство подает сигнал автоматически для любой позиции таймера и затем тестер автоматически переходит на следующую позицию.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ

30-40 ДНЕЙ

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ

30-40 ДНЕЙ

ЦЕНА

5677,97 USD

НДС

1022,03 USD

СТОИМОСТЬ 6700.00 USD

Оплата в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОВЕРКИ ЛЕКАРСТВ.

Всем нашим клиентам, которые приобрели лабораторное оборудование, предоставляем литературу по основам исследований свойств таблеток и желатиновых капсул. Проводим консультации по телефону и по переписке, помогаем решать возникающие сложности при работе на нашем оборудовании. Поставляем запасные части и расходные материалы. Оказываем услуги в помощи по реализации анализаторов и тестеров для лабораторий.

2) КОМПЛЕКТУЕМ ЛАБОРАТОРИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ.


Имеем большой ассортимент дополнительного оборудования. По запросу клиента подберем модель анализаторов: влажности, плавления, прозрачности, влажности, плавления, прозрачности, распадаемости, растворения, состава, таяния, твердости, толщины, тягучести и качества.

3) ПОСТАВКИ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

На постоянной основе изготавливаем лабораторное оборудование для фармацевтического производства, размещаем заказы на аналогичных производствах в Индии, Китае, США, Тайване.

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Сотрудничаем с производителями анализаторов и занимаемся поставками запасных частей для любой модели лабораторного оборудования купленных в нашей компании.



Roman Tsybul'skiy

Владелец и руководитель

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ