

MINIPRESS.RU

Поставщик фармацевтического оборудования в России
Основано в 1999 году

РОССИЯ, 115035, МОСКВА, УЛ.ПЯТНИЦКАЯ, 17

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Коммерческое предложение

Составлено:	01.01.2022
Действительно:	12 месяцев
Автор:	Роман Цибульский


Анализатор твердости таблеток YD-02

ОПИСАНИЕ

Анализатор твердости таблеток — это автоматическое устройство для измерения твердости таблеток. На таблетку происходит надавливание, и она искусственно сжимается. Этот процесс отслеживается высокоточным датчиком, показатели твердости отображаются на лицевой панели. Тестирование твердости таблеток происходит непрерывно. Наибольшая партия измерения 100 штук.

Предоставляем подробную инструкцию по наладке данной модели анализатора твердости. Перед отправкой анализаторы проверяются и тестируются на производстве. Комплектность и работоспособность гарантируется. Поддерживаем на складе запас деталей и расходных материалов. Цена указана с учетом таможенных платежей в России и доставки в городок покупателя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - КИТАЙ



MINIPRESS.RU

MINIPRESS.RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Анализатор твердости таблеток "YD-02"
Диапазон испытания: (2-199.9) Н
Точность испытания: Макс. ±0.05 Н
Дистанция движения пробы: (3-40) мм
Интервал: >20 таблеток/секунду
Максимальное количество в каждой партии: 100 штук
Мощность: 220V/50Hz/60W или 110V/60Hz/60W
Габариты: 500мм x 300мм x 160мм
Размер с упаковкой: 570мм x 370мм x 245мм
Вес с упаковкой: 17 кг

 www.minipress.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На таблетку происходит надавливание, и она искусственно сжимается. Этот процесс отслеживается высокоточным датчиком, показатели твердости отображаются на лицевой панели. Тестирование твердости таблеток происходит непрерывно. Наибольшая партия - 100 штук. Время тестирования будет сохранено непосредственным измерением диаметра. Показатели анализатора отображаются и запоминаются автоматически, что позволяет повторно установить анализатор продолжить работу. Оборудование измеряет и отображает такие данные, как: твердость каждой таблетки, максимальное значение, минимальное значение, среднее значение и количество таблеток. Параметры могут быть установлены в любое время. Любые заданные или реальные данные также отображаются на лицевой панели.

Автоматика: авто-анализ, авто-диагностика, авто-сигнал.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ	30-40 ДНЕЙ	ЦЕНА	3559,32 USD
СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ	30-40 ДНЕЙ	НДС	640,68 USD

СТОИМОСТЬ 4200.00 USD

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

Оплата в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОВЕРКИ ЛЕКАРСТВ.

Всем нашим клиентам, которые приобрели лабораторное оборудование, предоставляем литературу по основам исследований свойств таблеток и желатиновых капсул. Проводим консультации по телефону и по переписке, помогаем решать возникающие сложности при работе на нашем оборудовании. Поставляем запасные части и расходные материалы. Оказываем услуги в помощи по реализации анализаторов и тестеров для лабораторий.

2) КОМПЛЕКТУЕМ ЛАБОРАТОРИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ.

Имеем большой ассортимент дополнительного оборудования. По запросу клиента подберем модель анализаторов: влажности, плавления, прозрачности, влажности, плавления, прозрачности, распадаемости, растворения, состава, таяния, твердости, толщины, тягучести и качества.

3) ПОСТАВКИ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

На постоянной основе изготавливаем лабораторное оборудование для фармацевтического производства, размещаем заказы на аналогичных производствах в Индии, Китае, США, Тайване.

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ.

Сотрудничаем с производителями анализаторов и занимаемся поставками запасных частей для любой модели лабораторного оборудования купленных в нашей компании.



Роман Цибульский

Владелец и руководитель
РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ