

# MINIPRESS.RU

Поставщик фармацевтического оборудования в России  
Основано в 1999 году

РОССИЯ, 115035, МОСКВА, УЛ.ПЯТНИЦКАЯ, 17

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

## Коммерческое предложение

Составлено:	01.01.2022
Действительно:	12 месяцев
Автор:	Роман Цибульский



### Машина укупорки флаконов алюминиевыми колпачками GZ-50

#### ОПИСАНИЕ

Автоматическая машина, которая одевает алюминиевые колпачки на пенициллиновые флаконы, заранее закупоренные резиновыми пробками. Подача флаконов, колпачков и завальцовка автоматизированы и производитель может изготовить машину под размеры флаконов заказчика. Авто подача флаконов и алюминиевых колпачков из бункеров. Дозировка настраивается шнековыми дозаторами порошков. Производительность 2500 флаконов в час. Вес 380 кг.

Выполнено из качественной нержавеющей стали. Предоставляем подробную инструкцию по наладке оборудования для укупорки. Перед отправкой клиенту машины проверяются и тестируются на производстве. Комплектность и работоспособность гарантируется. Поддерживаем на складе запас деталей и расходных материалов. Цена указана с учетом доставки в город покупателя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - КИТАЙ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машина укупорки флаконов алюминиевыми колпачками "GZ-50"

Объем флаконов: 2-100 мл

Головки для одевания и завальцовки колпачков: 1 штука

Производительность: 2500 бутылок в час

Качество готовой продукции: 98%

Мощность: 0.6 кВт,

Питание: 380V/220V, 50/60HZ, по заявке

Габаритные размеры: 1100мм x 600мм x 1400мм

Размеры с упаковкой: 1200мм x 700мм x 1600мм

Вес: 300 кг

Вес с упаковкой: 380 кг

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Машина имеет транспортерную ленту по которой закупоренные резиновой пробкой пенициллиновые флаконы подаются к вращающемуся диску. Диск захватывает по одному флакону и переносит к устройству которое одевает на флакон алюминиевый колпачок. Оборудование имеет вибрационный питатель и подает алюминиевые колпачки автоматически. Далее диск перемещает флакон с колпачком на вальцовку. Края колпачка зажимаются и по транспортеру флакон передается в накопитель или далее в линию. Готовые флаконы уводятся дополнительной транспортерной лентой. Большое значение придается устойчивости флаконов. Для принятия решения о покупке данного оборудования рекомендуем отправить фотографии и размеры флаконов и крышек.

**СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ** **30-40 ДНЕЙ**

**СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ** **30-40 ДНЕЙ**

**ЦЕНА** **16949,15 USD**

**НДС** **3050,85 USD**

**СТОИМОСТЬ 20000.00 USD**

Оплата в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

### НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

#### 1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ШАРИКОВ И БОЙЛОВ.


Всем нашим клиентам, которые приобрели оборудование, предоставляем литературу по основам нанесения оболочки на драже и таблетки, а также формирования шариков из пластичных материалов. Проводим консультации по телефону и по переписке, помогаем решать возникающие сложности при производстве на нашем оборудовании. Поставляем запасные части и расходные материалы. Оказываем услуги в помощи по реализации оборудования бывшего в употреблении.

#### 2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО БОЙЛОВ И ШАРИКОВ.

Имеем большой ассортимент дополнительного оборудования для производства бойлов и шариков. По запросу клиента подберем модель оборудования для смешивания порошков между собой, миксер для увлажнения порошка, оборудование для замешивания теста.

#### 3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Сотрудничаем с производителями автоматических и полуавтоматических машин для бойлов и шариков и занимаемся поставками запасных частей для любой модели машин купленных в нашей компании.



*Александр Трубников*  
Владелец и руководитель  
**РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ**