

Коммерческое предложение

Составлено:	01.01.2022
Действительно:	12 месяцев
Автор:	Роман Цибульский

Перистальтические насосы BT-100

ОПИСАНИЕ

Большой ассортимент перистальтических насосов с электронным управлением. Могут использоваться в лабораториях и опытных фармацевтических и пищевых производствах для органического синтеза, медицинской химии, пищевой науки, карантина и эпидемии предупреждения, военной химии, молекулярной биологии, аналитической химии, неорганической химии, нефтяного химического машиностроения, материаловедения, биологии, медицины.

Таймер работы с отключением. Изготовлены из нержавеющей стали. Предоставляем подробную инструкцию по каждой модели перистальтических насосов для жидкостей. Перед отправкой насосы проверяются и тестируются на производстве. Комплектность и работоспособность гарантируется. Поддерживаем на складе запас деталей и расходных материалов. Цены включают таможенные платежи в России и доставку в город покупателя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - КИТАЙ



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перистальтические насосы "BT-100"

Диапазон расхода: 0,00011-720 мл / мин

Точность расхода: <0,5%

Диапазон скорости: 0.1-150 об / мин.

Разрешение по скорости: 0,1-100 об / мин, разрешение по скорости 0,1 об / мин.

100-150 об / мин, разрешение по скорости 1 об / мин

Электропитание: AC 220V $\pm$ 10%, 50Hz / 60Hz (стандарт),

AC 110V $\pm$ 10%, 50Hz / 60Hz (опционально)

Потребляемая мощность: <30 Вт

Внешнее управление: входной электрический уровень 5В, 12В (стандартный), 24В (опционально).

Внешнее управление аналоговое 0-5 В (стандартное), 0-10 В, 4-20 мА (опционально)

Внешний коммуникационный интерфейс: интерфейс связи RS485,

Поддерживают протокол MODBUS.

Температура окружающей среды: 0 ~ 40 °C

Относительная влажность: <80%

Степень защиты IP: IP31

Размеры: 260мм x 181мм x 198мм

Вес: 4,5 кг

 www.minipress.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Диапазон изменения перистальтического насоса составляет 0,00011-720 мл / мин. Скорость вращения 0,1-150 об / мин. С основными функциями, такими как обратимое направление, старт / стоп, полная скорость (быстрая очистка), регулировка скорости. Функция дисконтирования может реализовывать количественную дозирующую жидкость с повторением. Интерфейс RS485 в качестве протокола связи MODBUS, Насос легче подключить к другому оборудованию, например, к компьютеру, интерфейсу человеко-машинного интерфейса и компьютера. Четырехзначный цифровой светодиодный индикатор отображает рабочую скорость. Светодиодный индикатор отображает внутреннее управление, внешнее управление, ножной переключатель и другой рабочий режим. Включение клавиатуры. Реверсивное направление, пуск / останов, полная скорость, память состояния (память выключения). Легкая функция дозирования, она реализует количественную дозирующую жидкость с повторным выбором времени. 0,1-100 об / мин, разрешение по скорости 0,1 об / мин. 100-150 об / мин, разрешение по скорости 1 об / мин. Пластмассовый корпус АБС, запатентованная защита, обтекаемый внешний вид, красивый и практичный. Может управлять несколькими каналами и различными типами насосных головок. Печатная плата с конформным покрытием делает ее пыленепроницаемой и влагостойкой. Широкий диапазон входного напряжения, приемлемый для сложной энергетической среды.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ

30-40 ДНЕЙ

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ

30-40 ДНЕЙ

ЦЕНА

1271,19 USD

НДС

228,81 USD

СТОИМОСТЬ 1500.00 USD

Оплата в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РОЗЛИВА ЖИДКОСТЕЙ.

Всем нашим клиентам, которые приобрели оборудование, предоставляем литературу по применению перистальтических насосов. Проводим консультации по телефону и по переписке, помогаем решать возникающие сложности при производстве на нашем оборудовании. Поставляем запасные части и расходные материалы. Оказываем услуги в помощи по реализации насосов и оборудования бывшего в употреблении.

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ЖИДКОСТЕЙ.

Имеем большой ассортимент дополнительного оборудования для розлива, смешивания и нагревания жидкостей. По запросу клиента подберем подходящую по характеристикам модель перистальтического насоса.

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Сотрудничаем с производителями фармацевтических насосов и занимаемся поставками запасных частей для любой модели оборудования розлива жидкости, купленных в нашей компании.



Роман Цибульский

Владелец и руководитель

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ